

# 実習用アンプル・実習用バイアル

注射法による薬剤投与の実習に必要な模擬アンプルと模擬バイアルを製品化いたしました。

現在の実習では、臨床からの転用やサンプル、使用期限切れの薬剤の使用などに頼っており、実習用教材として充分とはいえない状況にあります。

今回製品化しました実習用アンプル・バイアルセットは、注射法における薬液準備の手順が実習できる内容となっております。弊社の注射針/注射器の実習用サンプルセット、注射シミュレータと合わせて安全で確実な技術を身につける実習用教材として是非ご検討ください。



KNG-1 12023-100 1箱 100本入  
実習用アンプル 2mL  
(注射液タイプ)  
¥お問い合わせください



KNG-2 12023-200 1箱 100本入  
実習用アンプル 5mL  
(注射用蒸留水タイプ)  
¥お問い合わせください



KNG-3 12023-300 1箱 100本入  
実習用バイアル  
(注射液タイプ)  
¥お問い合わせください



KNG-4 12023-400 1箱 100本入  
実習用バイアル  
(溶解薬剤タイプ)  
¥お問い合わせください

## 特長

- ・薬剤容器は透明のガラスアンプルとガラスバイアルの2種類。
- ・アンプルの容量はもっとも使用頻度の多い2mLと薬剤の溶解用に5mLの2種類です。(いずれも透明の蒸留水が封入されています。)
- ・バイアルは容量5mLの容器に透明の水と粉末状の模擬薬剤を密封した2種類です。
- ・薬剤の確認、吸い上げ、溶解など、一連の手順とポイントを実習できます。
- ・無地の使用期限欄を設けてありますので、実習時に記入して頂く事が可能です。
- ・クラス単位での実習を想定して1箱100本入りです。

## ご注意

- ・内容物は蒸留水ですが、滅菌していないため人体への使用はできません。
- ・適切な指導者の元で教育実習用としてご使用ください。
- ・空気中の水分により、まれに溶解用の粉末が固まることがありますが、ご使用には差し支えありません。

