

実習用輸液バッグ

10パック入り

点滴静脈注射の実習に
点滴を受けている患者ケアの実習に

特長

- 水 200mL 入りで、ソフトバッグ仕様
- 薬剤の確認、輸液セットとの接続、薬剤混合など、一連の手順とポイントの実習に
- 開封シート付で、実薬剤同様に未使用であることの確認ができます




POINT

演習内容に合わせて、自由に薬剤名
や使用期限を書き込みできます



POINT

医療現場で多い3ポートゴム栓を
採用しています
薬液混合の実習にも対応！



実習用輸液バッグ

10パック入り

型番	コード No	価格
NSA-1	12802-000	¥お問い合わせください

実習用輸液バッグ本体	10点
ラベルシール(薬剤名記載用)	10点
使用期限シール	10点




本品は、シミュレータ用模擬剤です。人体には絶対使用しないでください。
故意の使用、誤使用による責任は一切負いません。

実習用アンプル・実習用バイアル

注射法による薬剤投与の実習に

特長

- ガラスアンプルとガラスバイアルの2種類を用意
 - アンプル：いずれも透明の未滅菌の蒸留水 (2mL/5mL)
 - バイアル：注射液タイプは透明の未滅菌の蒸留水 (5mL)
溶解薬剤タイプは粉末状の模擬薬剤 (ブドウ糖)
- 薬剤の確認、吸い上げ、溶解など、一連の手順とポイントを実習。
- クラス単位での実習を想定して1箱100本入り。



POINT

薬剤名シールは、
書き込める使用期限欄つき



KNG-1 12023-100
実習用アンプル 2mL
(注射液タイプ)

1箱100本入り

¥お問い合わせください



KNG-2 12023-200
実習用アンプル 5mL
(注射用蒸留水タイプ)

1箱100本入り

¥お問い合わせください



KNG-3 12023-300
実習用バイアル 50mg
(注射液タイプ)

1箱100本入り

¥お問い合わせください



KNG-3 12023-400
実習用バイアル 1g
(溶解薬剤タイプ)

1箱100本入り

¥お問い合わせください

本品は、実習用です。人体には絶対使用しないでください。

空気中の水分により、まれに実習用バイアル（溶解薬剤タイプ）に封入されている粉末が固まる場合がありますが、ご使用には差し支えありません。

● 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

● このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

取扱店

製造元



株式会社 京都科学

URL <http://www.kyotokagaku.com>
e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場
〒612-8388 京都市伏見区北豊小屋町15番地
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075