

Practical Model of Female Breasts for Massage Training

# 乳房マッサージモデル

CS-1形

M12 11095-000 ￥お問い合わせください

乳房マッサージの修得をめざし、  
産婦の乳房の形状や柔軟性、乳腺の張りを表現



# M12 乳房マッサージモデル CS-1形


## 実習項目

- 乳房マッサージ



## 特長

- 桶谷式、藤森式の指導に最適です。
- 肋骨の形状の上に硬さの異なる材料を積層し、実際の乳房に近い柔軟性を表現しました。
- 皮膚や乳腺の感覚も生体に近似した質感の材料で再現、臨場感のある実習が可能です。



リアルな三重構造

## 仕様

本体：女性胸部モデル  
大きさ：約 W41×D45×H18cm (モデル本体)  
材質：軟質特殊樹脂使用 (階層構造・内部硬質樹脂)  
図参照

## 構成

- 本体モデル ..... 1点
- ベビーパウダー ..... 1点
- パフ ..... 1点
- 取扱説明書

製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。  
このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

## 取扱店

## 製造元



株式会社 **京都科学**

URL <http://www.kyotokagaku.com>  
e-mail [rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp](mailto:rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp)

### ● 京都本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北堀小屋町15  
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

### ● 東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号  
NREG本郷三丁目ビル 2階  
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075