

乳癌触診モデル (乳房腫瘍触診用)

M44 11325-000 ￥ お問い合わせください

一般の方が来場されるイベントや講習会での啓発活動に最適な乳房触診モデルです。

生体に近いリアルな触診感覚を再現し、自分自身で乳癌自己検診法を学んでいただけます。

持ち運びに便利な専用ケース一体型、皮膚表面の汚れは修理交換可能で繰り返し使用できます。



仕様	本体：成人女性乳房部モデル
材質	軟質特殊樹脂製
大きさ	ケース外寸 W20×D28×H15cm
重量	1.9 kg
構成	モデル本体 (ケース一体型) 1式 タルカムパウダー 1点 取扱説明書

■ 実習項目

乳癌触診・自己検診

■ 特長


- “dimple” 症候 (えくぼ症候) の触診が可能なモデルです。
- 乳癌・繊維腺腫・乳腺症のそれぞれ症状の違いを診断できます。
- 極めて柔らかい乳房で触診感覚は生体乳房に近似しています。
- 人体に近い状態で触診ができるように肋骨も表現しています。
- ケースは上蓋をはずして、そのまま実習台として使用できます。



■ 症例

疾患名

- (A) えくぼ症候を伴う癌
- (B) 皮膚陥凹を伴う癌
- (C) 線維腺腫
- (D) 乳腺症



製造元



株式会社 京都科学

URL <http://www.kyotokagaku.com>
e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

本社・工場 〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号 NREG本郷三丁目ビル 2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075