

Prostate Examination Simulator

前立腺触診シミュレータ B 形

M53B 11272-100 ￥お問い合わせください

前立腺肥大・前立腺炎・前立腺がんなど10種類の症例診察手技をトレーニング



側臥位



腹臥位



仰臥位

● 特 長

- 生体に近い指診部位の抵抗・触感を再現しました。
- 3通りの体位で実習が可能です。
- 症例はワンタッチダイヤル操作で切り換えることができます。

● 実習項目

前立腺の症例指診触診

● 商品構成

モデル本体、 症例ユニット (症例および 前立腺症例を内蔵)	1 式
肛門部パッド	1 点
ワセリン	1 点
手袋	1 双
取扱説明書	



● 仕 様

本 体：成人男性臀部モデル
重 量：約5.3kg
材 質：軟質特殊樹脂製
大 小：モデル本体
約W30×D30×H24cm

● 症 例

正常	2 種
肥大症	2 種
前立腺炎	1 種
局所的がん	3 種
全体がん	2 種



● 交換部品

肛門部パッド
11272-040




● 関連製品

男性腰部正中断面

MS2 11572-000

¥お問い合わせください



女性腰部正中断面

MS1 11571-000

¥お問い合わせください



- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

取扱店

製造元



株式会社 京都科学

URL <http://www.kyotokagaku.com>
e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル 2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075