

Newborn Bathing and Nursery Care Simulator "Shintaro" and "Momoko"

沐浴人形“柔”シリーズ

M59 新太郎くん M63 桃子ちゃん

思わず抱きしめたくなる
新生児モデル

新生児の沐浴指導・実習・フィジカル
アセスメント・全身観察に。



M59 新太郎

11278-000 A型

11278-010 B型

M63 桃子

11259-000 A型

11259-010 B型

M59・M63 男女ペア

11258-000 A型

11258-010 B型



■ 特長

- 大泉門、小泉門の形状が正確に表現されています。
- 首は固定されていません。新生児の首のすわり具合が確認できます。
- 耳介は柔らかく沐浴実習に適しています。
- 関節の継ぎ目のない一体構造で内部に水が入りません。
- 手足の屈伸が自由にできます。
- 臍帯は取り外しが可能です。
- 多目的な用途に使用できる万能型新生児モデルです。



オムツの交換

■ 実習項目

- 新生児沐浴指導・実習
- 臍帯処置および脱落後の観察と処置の実習
- 全身の観察および計測
- 浣腸実習（肛門の腔 約3センチ）
- 衣類・オムツの交換・着脱
- 授乳の実習（A型では授乳後の排尿が確認できます）
- 排尿パック取扱実習
- 耳腔、鼻腔の手入れ



衣服の着脱



沐浴



臍帯の処置




授乳

● 仕様

- 本体：男女新生児モデル
- 大きさ：身長 約50cm
- 頭 囲：約33cm
- 重 量：約3Kg
- 材 質：軟質特殊樹脂

● 構成

- 本体モデル 男女1体
- 臍帯 男女1点
- 肌着 1式
- 哺乳瓶（A型のみ）. 1本
（A型では授乳後の排尿が確認できます）
- 取扱説明書 1点




● 関連製品

小児実習モデル



乳児7～10ヶ月モデル
“マロンちゃん”



幼児5～6歳モデル
“リンゴちゃん”

● 小児看護の実習に、合わせてご利用ください。

製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

取扱店

製造元



京都本社・工場
〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

URL <http://www.kyotokagaku.com>
e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

東京支店
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル 2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075

2020.03 G2000