

Gluteus Maximus Injection Simulator

殿筋注射2ウェイモデル

M74 11213-000 ￥お問い合わせください

四分三分法・ホッホシュテッタ法・クラークの点の3種類の方式に対応。

ランプ表示で位置や深さの正誤を判断し、お知らせします。



M74 殿筋注射2ウェイモデル

実習項目

● 殿筋注射 (四分三分法 ホッホシュテッタ法 クラークの点)

実習用推奨器具
● 注射針 21G~23G



四分三分法



ホッホシュテッタ法



クラークの点

特長

- モデルは軟質皮膚・筋肉層・硬質骨格の三層構造で、実際に近い感触で刺入部位を確認できます。
- 刺入部位の目安となる大転子・上前腸骨棘・後腸骨棘・仙骨を触診できます。
- 刺入時にランプ表示で位置や深さなど注射部位の正誤を判定。
- 正しい注射部位に刺入時は実際に薬液(水)が注入できます。
- 皮膚・筋肉部は交換できます。



仕様

本体：成人女性殿部モデル
大きさ：約 W32×D35×H20cm
(モデル本体)
電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：2W
重量：約 3.2kg
材質：特殊軟質樹脂
(三層構造)

構成

- モデル本体 …………… 1 体
- 9V 電池 / 100V 用
AC アダプター(両用) …………… 1 式
- ホッホシュテッタ法用
スタンド …………… 1 台
- コントローラ …………… 1 台
- センサーパッド …………… 1 式
- 取扱説明書

交換部品



コントローラー

11213-050



四分三分法部位センサー
左右1組

11213-020



ホッホシュテッタ法センサー
左右1組

11213-030



クラークの点センサー
左右1組

11213-040



皮膚

11213-010

製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

取扱店

製造元



株式会社 京都科学

● 京都本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北堀小屋町15
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

URL <http://www.kyotokagaku.com>
e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

● 東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル 2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075