

Baby & Child Patient Care Models

小児看護実習モデル

M86 リンゴちゃん M73 マロンちゃん

M86 11324-010 ￥お問い合わせください

M73 11324-000 ￥お問い合わせください

小児看護実習用乳児と幼児のモデル
実感のともなう小児看護の実習に！

おすわりできます。

(幼児 5～6 歳 リンゴちゃんのみ)

軟質特殊樹脂製で生体によく似た感触です。

新生児(沐浴)モデルに加え、

乳児と幼児のモデルがそろいました。



M73 マロンちゃん

乳児 7～10 ヶ月モデル“マロン”ちゃん



M86 リンゴちゃん

幼児 5～6 歳モデル“リンゴ”ちゃん
おすわりできます。

『小児看護実習モデル』の特長

- 生体と同様の可動域に近づけています。肩・肘・膝・手首・足首・指が可動します。
- 乳児モデルは、身長を約 70 センチとし、約 7～10 ヶ月の乳児の体重、体の大きさが体感できます。
- 幼児モデルは、身長を約 105 センチとし、5～6 歳の幼児の体重、体の大きさが体感できます。
- 独自の軟質樹脂を使い、人体に近い感触を表現し、リアルな実習ができます。



仕様・価格

M86 幼児 5～6 歳モデル リンゴちゃん 11324-010 ￥お問い合わせください

仕 様	身長：約 105cm 重量：体感約 15kg を想定 内部金属骨格 パジャマ付	実施項目	●抑制の仕方 ●翼状針の固定 ●点滴状態での着衣の交換 ●酸素テントの張り方	●体位変換 ●寝衣交換 ●全身清拭など
-----	--	------	---	---------------------------

M73 乳児 7～10 ヶ月モデル マロンちゃん 11324-000 ￥お問い合わせください

仕 様	身長：約 70cm 重量：体感約 9kg を想定 内部金属骨格 パジャマ付	実施項目	●抑制の仕方 ●翼状針の固定 ●点滴状態での着衣の交換 ●酸素テントの張り方	●体位変換 ●寝衣交換 ●全身清拭など
-----	--	------	---	---------------------------

M59・63 沐浴人形“柔”シリーズ 新太郎くん・桃子ちゃん 11278-000 新太郎 A 形 11278-010 新太郎 B 形 11259-000 桃 子 A 形 11259-010 桃 子 B 形 ￥お問い合わせください

仕 様	身長：約 50cm 重量：約 3kg 頭囲：約 33cm A 形は授乳後の排尿が確認できます。
-----	--

なぜか になる三姉妹

リンゴちゃん

マロンちゃん

桃子ちゃん



- デモ・お見積りは営業担当までご連絡ください。
- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になることがございますので予めご了承ください。

取扱店

製造元



株式 京都科学
会社

URL <http://www.kyotokagaku.com>
e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場
〒612-8393 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075