

NEW

女性導尿・浣腸シミュレータⅡ

型番	コードNo	価格
MW52	11433-000	¥お問い合わせください

成人腰部モデル	1台	浣腸用直腸部	1点	本体	成人性器部モデル
性器部ユニット (男性器又は女性器)	1式	イルリガートル	1点	大きさ	約 W34×D33×H24cm
導尿用弁 (1個は性器部ユニットに組込済、2個は付属)	3個	ホース(給水・排水用)	3本	重量	3.5kg(男性) 3.4kg(女性)
		潤滑剤(オリーブ油)	1点	材質	軟質特殊樹脂製
		取扱説明書			

男性導尿・浣腸シミュレータ

型番	コードNo	価格
MW2A	11381-100	¥お問い合わせください

女性導尿・浣腸シミュレータ からの皮膚 買替プラン

コードNo	価格
11433-000-99	¥お問い合わせください

性器部皮膚Ⅲ(女性用)	1点
尿道口部Ⅲ(女性用)	2個

交換部品

女性用	男性用	男女共通
		
性器部皮膚Ⅲ(女性用) 11433-010	性器部皮膚Ⅱ(男性用) 11381-410	導尿用弁(男女共通) 11381-300 6個組
		
尿道口部Ⅲ(女性用) 11433-020 2個組	尿道口部Ⅱ(男性用) 11381-510 2個組	潤滑剤(導尿・浣腸他用) 11381-800 1点

男女導尿・浣腸モデル 装着式

型番	コードNo	価格
MW53	11434-000(男性)	¥お問い合わせください
型番	コードNo	価格
MW54	11435-000(女性)	¥お問い合わせください
型番	コードNo	価格
MW55	11436-000(男女)	¥お問い合わせください



- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

取扱店

製造元

株式会社 **京都科学**
 URL <http://www.kyotokagaku.com>
 e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場
 〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
 TEL.075-605-2510(直通) FAX.075-605-2519


東京支店
 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
 NREG本郷三丁目ビル2階
 TEL.03-3817-8071(直通) FAX.03-3817-8075

2019.07 G.6000


NEW

女性導尿・浣腸シミュレータⅡ 男性導尿・浣腸シミュレータ

リアルだから身につく「安全で確かな技術」



✓ 質感を
リニューアルしました



“ほぼヒト”

演習中に「実際のヒトとは違います」という説明が必要ないくらい、質感と構造にこだわりました。

導尿だけじゃない、
色々な場面で

導尿 外尿道口の確認・消毒
カテーテルの挿入・排尿の確認
カテーテルの抜去


洗腸 カテーテルの肛門への挿入
カテーテルの適切な長さの確認
洗腸液の注入

排泄の援助 必要な配慮・患者さんの気持ちの理解

陰部洗浄 微温湯での陰部洗浄

性教育 コンドームの装着

Point




リアルな挿入感覚

男性の尿道の抵抗・陰茎の角度調整、女性の尿道口への挿入感覚も忠実に再現しています。

構造の再現

実際のカテーテル挿入と同様の長さで挿入でき、バルーンを膨らませて留置できます。洗腸の挿入長も実際と同様です。

洗腸



PMDA 医療安全情報 No.34 グリセリン洗腸の取扱い時の注意について

チューブの挿入する長さは、目安として5~6cmとされていますが、抵抗を感じたら無理に進めず、少し引き戻しましょう。

無菌操作が継続できる

外尿道口を露出

消毒

カテーテルの挿入

バルーンカテーテルの留置・固定

女性



男性



Q&A

- Q. カテーテル挿入時にいつも使っている潤滑剤を使用しているの？
- A. 付属の潤滑剤をご使用ください。
- Q. 旧型の性器部皮膚IIと新型の尿道口部IIIは一緒に使えますか？
- A. 形状が異なるため、一緒にご使用できません。

安全なバルーンカテーテルの留置を習得

カテーテルを正しく挿入し膀胱まで達すると排尿を確認できます。

医療安全情報 No.80 No.142 膀胱留置カテーテルによる尿道損傷

膀胱留置カテーテルを留置する際、尿の流出を確認せずバルーンを拡張し、尿道を損傷した事例が報告されています。