

分娩介助シミュレータ

型番 | コードNo | 価格
MW36 | 11416-000 | ￥お問い合わせください



会陰保護から胎児、胎盤の娩出まで、より生体に近い演習が行えます

特長

- 外陰部に伸縮性、復元性、耐久性に優れた新素材を採用。
- 正確な産道・坐骨棘・恥骨結合・尾骨を再現し、解剖の理解と手技が繋がります。
- 伸縮性の高い外陰部と適切な産道形状、固定用ハンドルにより胎児の娩出がスムーズに行えます。

仕様

本体：妊婦腰部モデル(腹部カバー付)
 大きさ：W74×D44×H33.5cm(本体)
 材質：軟質特殊樹脂、硬質樹脂
 重量：11.2Kg

構成

モデル本体 1台
 外陰部ユニット (不織布製保管袋付き) 1点
 胎児モデル 1点
 胎盤モデル 1点
 切断用臍帯 3本
 臍帯 1本
 タルカムパウダー(パフ付) 1点
 卵膜 5枚
 潤滑剤 150ml×3本
 バット 1個
 パスタオル 1枚
 取扱説明書

実習項目

- ・分娩体位別介助法(仰臥位・膝手位)
- ・会陰保護、肛門の保護
- ・胎児の娩出(鉗子分娩・吸引分娩)
- ・臍帯の結紮・切断
- ・胎盤の娩出
- ・卵膜の確認

モデルの特長

伸縮性と耐久性に優れた外陰部によるリアルな胎児の娩出



解剖の理解に基づく手技の習得

骨盤と胎児の位置関係を目で確認しながら実習できます。



娩出時の胎児の動線を再現

2つの分娩体位が可能

仰臥位・膝手位

交換部品



外陰部ユニット (内診・分娩介助共通) 11415-030

胎児モデル 11416-010

胎盤モデル 11416-020

切断用臍帯10本組 11416-030

卵膜5枚組 11416-040

潤滑剤(助産演習用) 150ml×3本 11415-020

外陰部ユニット (会陰縫合用) 11417-020

別売部品

看護技術・介護技術

小児・母性・助産

診察

検体採取

超音波診断

臨床手技

救急

体験学修教材

分娩介助

妊娠期のケア

産褥期のケア

NCPR

沐浴/バイタルサイン

小児実習

小児医療的ケア

乳房マッサージ