

産褥子宮触診シミュレータ

型番 | コードNo | 価格
MW38 | 11418-000 | ￥お問い合わせください



解剖に基づく腹部モデルと新素材の腹壁で産褥早期における子宮収縮状態の触診実習が可能

特長

- 触診のランドマークとなる、へそ、恥骨、子宮を正確に再現。
- 腹壁に新素材を採用し、子宮収縮状態のリアルな観察、子宮底長測定が可能。
- 4種類の子宮モデルは簡単に交換可能。

仕様

本体：産褥婦腰部モデル
大きさ：W28×D42×H26cm
材質：軟質特殊樹脂
重量：7.4kg


構成

モデル本体 1台
子宮モデル 4種
タルカムパウダー（パフ付）1点
バスタオル 1枚
取扱説明書

実習項目

- ・産褥早期における子宮の状態観察
- ・子宮底のメジャーによる計測と触診
- ・外陰部の観察・清拭
- ・産後のマッサージ指導

・脱肛の確認



子宮底の触診



子宮底長の計測



子宮の設定（4種類）

1日目 良好	1日目 不良	3日目 良好	5日目 良好
良好 (腹壁と子宮の境界が明瞭で硬く触れる)		不良 (子宮が柔らかく触れるか境界不明瞭)	

交換部品



胸腹部皮膚（産褥子宮触診用）
11418-010



子宮モデル4種類
11418-020