

☑️質感☑️構造ともに  
リニューアルしました

# 男女導尿・浣腸モデル 装着式

リアルだから身につく「安全で確かな技術」



# “ほぼヒト”

演習中に「実際のヒトとは違います」という説明が必要ないくらい、質感と構造にこだわりました。

## やわらかさ


陰唇・陰茎ともにやわらかいので、消毒からカテーテル挿入まで、ヒトの身体と同じように手技を進めることができます。

## リアルな挿入感覚

男性の尿道の抵抗・陰茎の角度調整、女性の尿道口への挿入感覚も忠実に再現しています。


## 構造の再現

実際のカテーテル挿入と同様の長さで挿入でき、バルーンを膨らませて留置できます。浣腸の挿入長も実際と同様です。男性器の包皮も忠実に再現しています。



## 取扱いが簡単

シンプルな設計で、準備も後片づけも簡単です。水漏れの心配がなく、演習中の学生の交代もスムーズです。



## 導尿だけじゃない、色々な場面で

### 導尿

外尿道口の確認・消毒  
カテーテルの挿入・排尿の確認  
カテーテルの抜去

### 浣腸

カテーテルの肛門への挿入  
カテーテルの適切な長さの確認  
浣腸液の注入

### 陰部洗浄

微温湯での陰部洗浄

### 排泄の援助

必要な配慮・患者さんの気持ちの理解

### 性教育

コンドームの装着

### 男性導尿・浣腸モデル 装着式

型番           コードNo           価格  
MW53   11434-000   ¥お問い合わせください

### 女性導尿・浣腸モデル 装着式

型番           コードNo           価格  
MW54   11435-000   ¥お問い合わせください

### 導尿・浣腸モデル 装着式(男女セット)

型番           コードNo           価格  
MW55   11436-000   ¥お問い合わせください

### 構成

モデル本体(男性または女性)   1点  
貯水袋                               1点  
排水用チューブ                   1点  
装着用ゴム紐                      1点  
装着用ズボン                      1点  
潤滑剤(導尿・浣腸他用)       1点  
取扱説明書

※男女セット(MW55)では各2点ずつ付きます。

### 仕様

本体   成人性器部モデル  
大きさ   W8×D21×H17cm(男性)  
          W8×D21×H9cm(女性)  
重量   0.5kg(男性)0.4kg(女性)  
材質   軟質特殊樹脂製

### 消耗品

【男女共通】  
潤滑剤(導尿・浣腸他用)11381-800

●製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。  
●このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

## 取扱店

## 製造元



株式会社 **京都科学**

URL <http://www.kyotokagaku.com>  
e-mail [rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp](mailto:rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp)

京都本社・工場  
〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地  
TEL.075-605-2510(直通) FAX.075-605-2519

東京支店  
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号  
NREG本郷三丁目ビル2階  
TEL.03-3817-8071(直通) FAX.03-3817-8075