

# DAMシミュレーター デモンストレーションモデル

製品  
パンフレット有

型番	コードNo	価格
MW14	11393-000	お問い合わせください



コンパクトでDAMの再現が可能  
セミナーや医療器具のデモンストレーションに特化したモデルです

## 特長

- コンパクト・軽量設計のため、持ち運びが容易です。
- DAM(気道確保困難症例の管理)の段階的な症例設定が可能です。
- 気管支先端のファンの回転で換気を確認できるため、デモンストレーションに有効。

## 仕様

本体:成人頭部モデル  
 大きさ:約W45×D20×H25cm  
 重量:2.7kg  
 材質:軟質特殊樹脂・硬質樹脂

## 構成

モデル本体 1体  
 上顎側切歯(予備2点) 1式  
 トレーニングモデル用潤滑剤 1点  
 シリンジ(50mL) 1点  
 専用バッグ 1点  
 取扱説明書

## 実習項目

- ・手動的気道確保法
- ・スニッフィンク・ポジションの設定
- ・挿管前処置(気道の評価と確認)
- ・喉頭視野の改善(外部喉頭圧操作)
- ・経口及び経鼻気管チューブ挿入
- ・バッグバルブマスク法(ファンの回転を確認)
- ・気管チューブの固定(テープ固定、THOMAS 固定)
- ・ファイバー挿管
- ・ラリンジアルマスクによる気道確保

## 実習用推奨器具

- ・喉頭鏡  
マッキントッシュ型  
ブレードサイズ No.3 No.4
- ・ビデオ喉頭鏡
- ・気管チューブ  
サイズ 内径7.0・7.5mm
- ・声門上デバイス  
LMA シュープリーム サイズ4  
i-gel サイズ4

## 交換部品

上顎側切歯(10個セット) 11392-010	マスクII(デモ・気管支用) 11393-020	舌II(2個組) 11392-080	トレーニングモデル用潤滑剤 11229-050
----------------------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------------

# NEW 輪状甲状間膜切開モデル

製品  
パンフレット有

型番	コードNo	価格
MW60	11442-000	お問い合わせください



輪状甲状靭帯の穿刺・切開から  
カテーテル挿入までのトレーニングに!

## 特長

- ランドマークとなる、輪状軟骨・甲状軟骨の解剖学的触感を再現しました。
- 予め頭部が後屈した(頸部伸展)した状態を模しています。
- セッティングが容易で、モデルの移動防止用吸盤付。
- 皮膚は位置をずらすことで複数回使用できます。

## 仕様

本体:成人頭部モデル  
 大きさ:W13.5×D24×H12.5cm  
 重量:約1.7kg  
 材質:軟質特殊樹脂  
 硬質特殊樹脂

## 構成

頭部モデル本体 1台  
 皮膚 2枚  
 皮下組織 2個  
 取扱説明書

## 実習項目

- ・輪状甲状靭帯の穿刺・切開

## 構造



## 交換部品

切開用皮膚 3枚組 11442-010	切開用皮下組織 3個組 11442-020