

PBU-50、PBU-60、PBU-90 共用 別売部品

PBU-60、PBU-60 疾患モデル、PBU-50、PBU-90専用の別売部品です

収納用ケース

コードNo	価格
41363-070	お問い合わせください



特 長

○移動しやすいよう、取っ手とキャスターが付いています。

仕 様



大きさ：パーツ用／外寸 W60 x D39 x H102 cm
ボディ用／外寸 W60 x D31 x H102 cm
重量：パーツ用／約11.5kg
ボディ用／約9.5kg

構 成

収納用ケース 2点

左手・前腕部骨折パーツ

コードNo	価格
41350-000-11	お問い合わせください



X線撮影用の左手前腕部の骨折ファントム PBU-50、PBU-60の左手部と交換可能

仕 様

材質：軟組織部／ウレタン系樹脂 (比重1.06)
骨格／エポキシ樹脂 (比重1.31)

構 成


左手前腕部 1本

骨折部位


尺骨、橈骨と手の部分の第一中手骨 (複雑骨折)
人差し指の中節骨
中指の末節骨
第五中手骨

BMIプレート

コードNo	価格
41350-200-16 BMI-32	お問い合わせください
41350-200-17 BMI-40	お問い合わせください



BMI-32



BMI-40

PBU-60やPBU-50に装着して 患者の体格に対応したボディプレート

特 長

○患者の撮影時にみられる、画質の問題や被ばく線量増大等の確認ができます。

仕 様

材質：ウレタン系樹脂 (比重1.06)

構 成

ボディプレート 前面
ボディプレート 背面
固定用ベルト 2本

BMIプレート装着時のサイズ

胸囲：約100cm 体厚約25.5cm (BMI 32) / 約117cm 体厚約35.5cm (BMI 40)
胴囲：約99cm 体厚約31.5cm (BMI 32) / 約118cm 体厚約36cm (BMI 40)
腹囲：約105cm 体厚約34.5cm (BMI 32) / 約120cm 体厚約39.5cm (BMI 40)