

単純撮影用小児全身ファントム PBU-70 骨折モデル

PH-2D

医療画像用ファントム

コードNo	価格
41350-600 収納用ケース付き	お問い合わせください
41350-500 単純撮影用全身ファントム PBU-70	お問い合わせください



小児骨折の画像診断トレーニングに

特 長

- わかりやすい明瞭な骨折から検出しにくい骨折まで再現、撮影のトレーニングができます。
- 小児虐待例に典型的なタイプの骨折も含まれています。また各パーツを分解(10パーツ)して個別に撮影もできます。

仕 様

本体:5歳児全身モデル
大きさ:約110cm
重量:約20kg
分解数:10
材質:軟組織部/ポリウレタン樹脂(比重1.06)
骨格/エポキシ樹脂(比重1.31)
頭骨/エポキシ樹脂(比重1.11)

構 成


モデル本体
頭部固定具
ドライバー
手のポジション設定用ベルト
撮影データ(DVD)
取扱説明書

評 価 項 目


・全身のX線単純撮影 ・CT撮影実習 ・撮影条件の検討




①左側頭部骨折



②左前腕単純骨折




③左上腕肘内顆骨折



④左肋骨骨折・左肩甲骨骨折



⑤左大腿骨折



⑥左下腿螺旋骨折




拡大-1



拡大-2

PBU-70 骨折モデル 構成部位(10分割)

分割でき、それぞれ単体撮影が可能です。



PBU-70 骨折モデル(PH-2D)用 分割パーツ

	コードNo	品 名
①	41350-500-01	PBU-70 骨折モデル 頭部
②	41350-500-02	PBU-70 骨折モデル 左手部
③	41350-500-03	PBU-70 骨折モデル 左上腕部
④	41350-500-04	PBU-70 骨折モデル 胴体部
⑤	41350-500-05	PBU-70 骨折モデル 左大腿部
⑥	41350-500-06	PBU-70 骨折モデル 左足部

別売部品

収納用ケース
41363-080

放射線
CT

放射線/
CT

MRI/
核医学

治療計画

PBU
シリーズ

胸部ファントム

放射線診断

精度管理用