



人体各部分必要な部位だけ選択して使える  
X線撮影用のファントムです

**特長**

- 各部位毎に、2種類からお選びいただけます。
- 肌色:人体と同条件で撮影が可能
- 透明:骨格が見えるので位置合わせが容易


**仕様** 材質:軟組織部/ウレタン系樹脂 骨格/エポキシ樹脂(比重1.31)  
**構成** モデル本体/撮影用データ(DVD)/取扱説明書  
※頭部モデルは、頭部固定具が付属しています

**評価項目**

- ・患者の固定(用手的固定法/器具固定法)
- ・X線(単純)撮影
- ・撮影条件の検討

一 覧

	コードNo	部位	価格	部位毎の特長
	41926-000	頭部(肌色)	お問い合わせください	付属の固定具を使って、様々な頭部撮影のポジショニングが可能です。(画像①-1、画像①-2)
	41926-010	頭部(透明)		
	41926-060	胸部(肌色)	お問い合わせください	胸部内に骨格、縦隔、気管が含まれます。PA撮影を想定し、肩甲骨は肺野の外に外転したポジションになっています。肺血管まで撮影を希望される場合は、胸部ファントム N1 "ラングマン" (P.136) をご選択ください。(画像②)
	41926-070	胸部(透明)		
	41926-080	腰部(肌色)		
	41926-140	右肘(肌色)	お問い合わせください	人体に近い関節可動域を持っています。(画像④) AP撮影、側位および、肘を部分的に曲げたポジションなど
	41926-150	右肘(透明)		
	41926-020	右手(肌色)	お問い合わせください	正面からの画像撮影に対応しています。(画像⑤)
	41926-030	右手(透明)		
	41926-040	左手(肌色)	お問い合わせください	側面からの画像撮影に対応しています。(画像⑥)
	41926-050	左手(透明)		
	41926-180	右膝(肌色)	お問い合わせください	人体に近い関節可動域を持っています。(画像⑦) AP撮影、側位、斜位、軸位、ローゼンバーク撮影法、顎間窩撮影法など
	41926-190	右膝(透明)		
	41926-100	右足(肌色)	お問い合わせください	背屈を表現しています。(画像⑧)
	41926-110	右足(透明)		
	41926-120	左足(肌色)	お問い合わせください	底屈を表現しています。(画像⑨)
	41926-130	左足(透明)		



①-2 頭部固定具