


## 板状ファントム XAC型

PH-14

コードNo	価格	コードNo	価格
41430-000 XAC-01型 300×300×1mm	お問い合わせください	41437-000 XAC-2型 300×300×20mm	お問い合わせください
41431-000 XAC-02型 300×300×2mm	お問い合わせください	41438-000 XAC-3型 300×300×30mm	お問い合わせください
41432-000 XAC-03型 300×300×3mm	お問い合わせください	41439-000 XAC-4型 300×300×40mm	お問い合わせください
41433-000 XAC-04型 300×300×4mm	お問い合わせください	41440-000 XAC-5型 300×300×50mm	お問い合わせください
41434-000 XAC-05型 300×300×5mm	お問い合わせください	41441-000 XAC-8型 300×300×80mm	お問い合わせください
41435-000 XAC-08型 300×300×8mm	お問い合わせください	41442-000 XAC-10型 300×300×100mm	お問い合わせください
41436-000 XAC-1型 300×300×10mm	お問い合わせください		

※収納ケース付



放射線の吸収・散乱試験用のファントムです。

## 仕様

材質:アクリル樹脂  
付属品:収納ケース

放射線 / CT

放射線 / CT

MRI / 核医学

治療計画

## CT心臓動態ファントム SKK型

PH-6B

コードNo	価格
41310-020	お問い合わせください ※収納ケース付



心電図同期型心臓動態ファントムです。

## 特長

- 心臓外壁に血管、狭窄血管、ステント等を取り付けた実験が行えます。
- 心臓は軟質ゴムの砲弾形形状をしており、取り扱いも容易で再現性のある非常に安定した動きが表現できます。
- 冠状動脈は弾力性のあるゴム状素材です。手持ちのカッター等で容易に加工できる素材で、狭窄血管等を自作することも可能です。
- 血管のCT値については、ご希望の仕様で製作いたします。御照会ください。

- ・タッチパネルによる簡単操作
- ・心臓部は形状再現性の優れた軟質樹脂を使用
- ・拍動にあわせて、パルスを発生
- ・模擬血管を付属
- ・心拍数30～120回/分 変更可能
- ・心拍出量60、70、80、90、100ml 変更可能
- ・左心駆出分画 EF値30%、35%、40%、45%、50%、55%、60% 変更可能

## 構成

模擬血管  
コントローラ  
心臓ファントム本体  
付属品:収納ケース

## 評価項目

- ・心室の拍出量 (EF) の評価
- ・冠状動脈の描出評価



PBU シリーズ

胸部ファントム

放射線診断

精度管理用