

Pediatric FAST/Acute Abdomen Phantom

小児超音波診断ファントム 腹部外傷・急性病変モデル

US-8 41906-000 ￥お問い合わせください

監修・指導：独立行政法人 国立成育医療研究センター
放射線診療部長 野坂俊介

2歳児の「腹部外傷におけるFAST」及び「急性腹症病変」の
画像描出トレーニング用ファントム



心嚢部出血（心タンポナーデ）



肺周囲出血



水腎症



腸重積

US-8 小児超音波診断ファントム 腹部外傷・急性病変モデル

- **特 長**
- 腹部外傷における超音波画像診断を繰り返し実習できます。
 - FAST以外に、水腎症や腸重積などの小児に特徴的な急性腹症病変も描出できます。
 - 人体に近い超音波特性を示す素材で各臓器を解剖学的に正確に再現しており、脈管系の確認など解剖学的な画像描出実習も可能です。

- **仕 様**
- 本 体：小児胸腹部モデル（2歳児）
 大きさ：約W41×D15×H15m（モデル本体）
 重 量：約6.5kg（モデル本体）
 材 質：軟質特殊樹脂

- **構 成**
- モデル本体 …………… 1 体
 活用の手引き (DVD) …… 1 点
 専用収納ケース ……… 1 点
 取扱説明書




活用の手引き (DVD)



● 腹腔及び胸腔内の出血、急性腹症病変部位

心臓部の出血	急性腹症病変
肺周辺の出血	は小児に多くみられる症例です。
腹部の出血	※ 小腸は表現していません。



■ FAST



心臓部出血（心タンポナーデ）



肺周囲出血



ダグラス窩 膀胱周囲出血

■ 急性腹症病変



水腎症



腸重積



虫垂炎

- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

取扱店

製造元



株式会社 京都科学

URL <http://www.kyotokagaku.com>
 e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
 TEL.075-605-2510（直通）FAX.075-605-2519

東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
 NREG本郷三丁目ビル 2階
 TEL.03-3817-8071（直通）FAX.03-3817-8075