



Fantoma de Examen de Ultrasonido Fetal "SPACE FAN"

Fantoma fundamental para práctica del examen fetal en el segundo trimestre

Incluye un feto de 23 semanas con anatomía detallada relacionada con la evaluación de la edad gestacional en el segundo trimestre

Supervisión del Producto

Kiyoko Kabeyama RN, RM, PhD
Professor Midwifery & Women's Health, School of Human Health Science, Graduate School of Medicine, Kyoto University

Haruto Egawa, PhD

National Hospital Organization Kyoto Medical Center
Department of Obstetrics, Head Physician or Medical Director



Modelo de Feto para Demostración
Incluye un modelo de feto de tamaño real para demostración y entendimiento visual.



Fotos cortesía de la Adventist University of Health Sciences

Corazón con las 4 cámaras



CARACTERÍSTICAS

- 1 | El fantoma abdominal de forma oval puede ser colocado en 4 posiciones diferentes.
- 2 | El feto incluye las estructuras completas del esqueleto y los órganos claves.
- 3 | Incluye un DVD educativo y un modelo fetal de demostración para aprendizaje comprensivo.
- 4 | Incluye un feto de 23 semanas.

TECNICAS

- | Medición fetal: DBP, DA, CA y LF
- | Medición del volumen del líquido amniótico; Determinación de la presentación fetal (cefálica o podálica)
- | Evaluación de cada parte del cuerpo
 - Cabeza: cráneo y cerebro
 - Columna y extremidades
 - Cámaras cardíacas, vasos sanguíneos y pulmones
- | Evaluación del cordón umbilical y posición de placenta
- | Determinación del sexo

ANATOMIA



Útero

- | líquido amniótico
- | placenta
- | cordón umbilical

Feto

- | estructura ósea
- | cerebro con septum lucidum
- | ventrículos laterales y cerebelo
- | corazón con 4 cámaras
- | pulmones
- | bazo
- | vejiga

- | estómago
- | hígado
- | riñones
- | aorta
- | vena umbilical
- | arteria umbilical
- | genitales externos



El abdomen del fantoma en forma oval se puede colocar en cuatro posiciones diferentes.

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES

Torso Tamaño: A40 x P31 x A22 cm Peso: 7.3kg / 13 lbs
A15.7 x P12.2 x A8.7 plgds

Fantoma Tamaño: A30 x P21 x A15 cm
A11.8 x P8.3 x A5.9 plgds

MATERIALES

Resina blanda, Elastómero de poliuretano
Libre de látex

CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 | torso del cuerpo materno
- 1 | fantoma de ultrasonido del útero embarazado
- 1 | modelo de feto para demostración
- 1 | caja de almacenamiento
- 1 | manual de tutorial (DVD)
- 1 | talco en polvo

* El aparato de ultrasonido no está incluido