


MW50

## Simulador de Venopunción Sujetable

### Unidad de entrenamiento rentable para venopunción

El Simulador de Venopunción Sujetable es un kit de entrenamiento sencillo y económico para la inyección intravenosa. Este entrenador se puede sujetar en la parte superior del brazo de un PE (Paciente Estandarizado) o de maniquí de entrenamiento a escala real.



#### CARACTERÍSTICAS

- 1 | Tejido y resistencia de pared venosa realista
- 2 | Se puede llenar y rellenar los tubos venosos fácilmente usando una botella plástica que funciona como una bomba manual
- 3 | Tres tubos venosos en la almohadilla: 2 normales y 1 delgado

#### TECNICAS

- | Recolección de sangre e inyección intravenosa

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño: A12 x P14 x A2.5 cm / A4.7 x P5.5 x A0.98 plgds  
A6.5 x P11 x A2.0 cm / A2.6 x P4.3 x A0.79 plgds (Pad)

#### CONTENIDO DEL JUEGO

- 5 almohadillas de punción (tubos venosos internos)
- 5 marcos de soporte
- 5 correas
- 5 botes de inyección
- 1 manual de instrucciones
- 1 caja de almacenamiento

#### DESCRIPCION

##### MATERIALES

Resina blanda  
Libre de látex

##### INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

-

##### REPUESTOS

11431-010 5 almohadillas de punción de repuesto

##### PARTES OPCIONALES


11430-010 manga con anatomía de vasos del brazo  
11388-400 10 palillos de colorantes rojo

M94

## Entrenador de Inyección Intradérmica

### Se puede demostrar el habón producido por una inyección correcta

Este simulador provee un entrenamiento en inyección intradérmica en el antebrazo. Una hinchazón en la piel se formará cuando la inyección se realice correctamente.



#### CARACTERÍSTICAS

- 1 | Tacto y resistencia del sitio de inyección realistas similares al brazo humano
- 2 | Las almohadillas de punción se pueden cambiar fácilmente
- 3 | Ninguna huella de aguja queda

#### TECNICAS

- | Inyección intradérmica

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño: A9 x P20 x A8 cm  
A3.5 x P7.9 x A3.1 plgds

Peso: 0.3 kg/ 0.7 lbs

#### CONTENIDO DEL JUEGO

- 5 almohadillas de punción
- 1 modelo de antebrazo
- 1 base de soporte
- 1 manual de instrucciones

#### DESCRIPCION

##### MATERIALES

Resina blanda  
Libre de látex

##### INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

Aguja 29G

##### REPUESTOS

11346-010 1 almohadilla de punción reemplazable

\*Las agujas no están incluidas.