

US-14a





Fantoma para Ecografía de Cabeza Neonatal (Tipo Normal)

El primer fantoma de cabeza neonatal para ecografía del mundo con anatomías clave

Supervisión del Producto

Charlotte Henningsen,
MS, RT(R), RDMS, RVT, FSDMS, FAIUM
Chair & Professor - Sonography Department
Adventist University of Health Sciences



CARACTERISTICAS

El ultrasonido craneal o de cabeza es una de las técnicas de escaneo más difíciles, y los practicantes tienen pocas oportunidades de entrenar. Este modelo de cabeza representa la anatomía cerebral neonatal, y provee una experiencia realista al usuario.

TECNICAS

Escaneo de anatomía cerebral en planos sagital (ángulo parasagital), coronal y transversal vía cualquier fontanela

Palpación de las fontanelas anterior, posterior y mastoidea

ANATOMIA

cráneo	cerebro	tercer ventrículo
fontanela anterior	cerebelo	cuarto ventrículo
fontanela posterior	tronco encefálico	septum lucidum
fontanela mastoidea	ventrículo lateral	

DESCRIPTIONS

ESPECIFICACIONES

Tamaño: A13 x P13 x A17 cm
A5.1 x P5.1 x A6.7 plgds

Peso: 1.5kg / 3.3lbs

CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 fantoma de ultrasonido
- 1 almohada
- 1 talco en polvo
- 1 caja de almacenamiento
- 1 manual de instrucciones

MATERIALES

Elastómero de poliuretano
Libre de látex

* El aparato de ultrasonido no está incluido

US-14b



Fantoma para Ecografía de Cabeza Neonatal (Tipo Anormal)

El primer fantoma de ultrasonido de cabeza neonatal con hidrocefalia

Supervisión del Producto

Charlotte Henningsen,
MS, RT(R), RDMS, RVT, FSDMS, FAIUM
Chair & Professor - Sonography Department
Adventist University of Health Sciences



CARACTERISTICAS

El fantoma de cabeza está diseñado para demostrar la hidrocefalia. La forma del cráneo está alterada debido a la presión intracraneal.

TECNICAS

Escaneo de anatomía cerebral en planos sagital (ángulo parasagital), coronal y transversal vía cualquier fontanela

Palpación de fontanelas

ANATOMIA

cráneo	
fontanela anterior	
fontanela posterior	
ventrículo lateral hipertrofiado	

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES

Tamaño: A13 x P14 x A20 cm
A5.1 x P5.5 x A7.9 plgds

Peso: 1.5kg / 3.3lbs

CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 fantoma de ultrasonido
- 1 almohada
- 1 talco en polvo
- 1 caja de almacenamiento
- 1 manual de instrucciones

MATERIALES

Elastómero de poliuretano
Libre de látex

* El aparato de ultrasonido no está incluido