

MW14



Simulador de Manejo de Vía Aérea Difícil -Modelo de Demostración-

Excelente herramienta de demostración del manejo de la vía aérea

Diseño compacto y de sobremesa, anatómicamente preciso con una variedad de ajustes para el Manejo de Vía Aérea Difícil. Ideal para demostración de técnicas e instrumentos.



CARACTERÍSTICAS

- 1 | Vía aérea anatómicamente correcta
- 2 | Los incisivos son removibles cuando se aplica una fuerza excesiva
- 3 | La colocación exitosa de la punta del tubo se puede confirmar con los indicadores

TECNICAS

- | Técnicas de abrir la vía aérea (inclinación de cabeza, tracción de mandíbula)
- | Ventilación Bolsa Válvula Mascarilla
- | Evaluación de la vía aérea de preintubación
- | Posición de olfateo
- | Presurización de la laringe externa para mejorar la vista laríngea
- | Intubación intraoral/ intranasal
- | Uso de la vía orofaríngea
- | Uso de la vía nasofaríngea
- | Uso de mascarilla laríngea
- | Uso de videolaringoscopia
- | Confirmación de la ventilación exitosa por los indicadores
- | Simulación de procedimientos incorrectos incluyendo intubación en el esófago e intubación unilateral
- | Asegurar la sonda en sitio con cinta o el portador del tubo endotraqueal Thomas™

ESPECIFICACIONES

Tamaño: A45 x P20 x A25 cm Peso: 2.7kg/ 5.95lbs
A17.7 x P7.9 x A9.8 plgds

CONTENIDO DEL JUEGO

1 maniquí	1 jeringa
3 incisivos superiores	1 bolsa de transporte
1 lubricante	1 manual de instrucciones

DESCRIPCION

MATERIALES

Resina blanda
Libre de látex

REPUESTOS

11393-020	1 máscara facial
11392-080	2 lenguas II de repuesto
11392-010	10 incisivos superiores
11229-050	lubricante

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

Laringoscopio Macintosh: tamaño de hoja 3,4
Tubo endotraqueal: diámetro interior 7.0mm, 7.5mm
Mascarilla laríngea Air-Q: tamaño 3.5
LMA Supreme: tamaño 4
I-gel: tamaño 4

* Los instrumentos no están incluidos.


MW19



Simulador de Manejo de Vía Aérea Difícil para Broncofibroscopia

Entrenamientos realistas de inserción y manejo del fibroscopio

La tráquea y bronquios anatómicamente correctos proveen una vista realista a través del fibroscopio, permitiendo el reconocimiento de bifurcaciones.



CARACTERÍSTICAS

- 1 | Tráquea y bronquios anatómicamente correctos que incluyen la bifurcación de tráquea para los bronquios segmentales

TECNICAS

- | Inserción y manejo de fibroscopio
- | Reconocimiento de las bifurcaciones con el fibroscopio
- | Técnicas de abertura de la vía aérea (inclinación de cabeza, tracción de mandíbula)
- | Posición de olfateo

ESPECIFICACIONES

Tamaño: A45 x P20 x A25 cm Peso: 2.65kg/ 5.84lbs
A17.7 x P7.9 x A9.8 plgds

CONTENIDO DEL JUEGO

1 maniquí	1 manual de instrucciones
3 incisivos superiores	
1 lubricante	
1 jeringa	
1 bolsa de transporte	

DESCRIPCION

MATERIALES

Resina blanda
Libre de látex

REPUESTOS

11393-020	1 máscara facial II
11392-080	2 lenguas II de repuesto
11392-010	10 incisivos superiores
11229-050	lubricante

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

Laringoscopio Macintosh: tamaño de hoja 3, 4
Tubo endotraqueal: diámetro interno 7.0mm, 7.5mm
Mascarilla laríngea Air-Q: size 3.5
LMA Supreme: tamaño 4
I-gel: tamaño 4

* Los instrumentos no están incluidos.