





Entrenador de Colonoscopia

Entrenamiento para colonoscopia segura y efectiva

El tubo del colon suave y flexible ofrece una simulación de colonoscopia realista
Con un enfoque de seguridad del paciente, las técnicas como prevención de "bucle" se pueden practicar para el avance seguro por el intestino.



CARACTERÍSTICAS

- 1 Ofrece una variedad de niveles de dificultad, desde los casos simples, no complicados hasta los complicados.
- 2 El tubo de colon es hermético, permitiendo la insuflación y succión de aire.
- 3 La abertura del esfínter anal se puede ajustar con una bomba esférica manual.

TECNICAS

Colonoscopia

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Selección de diferentes niveles de dificultad de entrenamiento



Abertura del ano ajustable



Posicionamiento del cuerpo



DESCRIPCIONES

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 48x22x30cm / 18.9x8.7x11.9 plgds. Peso: 6.5kg / 14.3lbs

CONTENIDO DEL JUEGO

1 modelo abdominal	30 lubricantes de endoscopio (20ml cada uno)
1 tubo de colon-recto	1 botella plástica
1 unidad anal	1 soporte
1 bomba de aire	1 hoja de caucho
1 cobertura de piel abdominal	1 tapón de ano
1 set de fijaciones de colon	1 guía de práctica
5 guías de diseño de colon (6 casos en total)	1 caja de almacenamiento
30 lubricantes para el tubo de colon-recto (50 ml cada uno)	1 manual de instrucción

MATERIALES

Resina blanda, resina dura

Libre de látex

REPUESTOS

11361-010	1 tubo de colon-recto
11361-020	1 unidad anal
11361-030	1 set de fijaciones de colon
11361-120	1 set de guías de diseño de colon
11361-040	lubricantes para el tubo de colon-recto (paquetes azules) 30 und x 50 ml
11361-050	lubricante de endoscopio (paquetes rosados) 30und x 20 ml
11361-090	tapón de ano para M40
11361-100	botella plástica para MW40
11361-110	soporte para M40

*El endoscopio no está incluido.

