




Simulador de Punción Lumbar IIA

El mejor simulador del mundo para entrenamiento de técnicas de la punción lumbar y anestesia epidural

Cinco tipos de bloque de punción ofrecen la mejor experiencia de entrenamiento con diferentes casos

Supervisión del Producto

Takahiro Amano, M.D.
Vice President
Senior Vice-Dean, Postgraduate School
Professor and Director, Center of Postgraduate Medical Education
International University of Health and Welfare
Honorary Director, Sanno Medical Center



CARACTERÍSTICAS

- Anatómicamente preciso
- Resistencia realista de la piel y los tejidos durante la inserción
- Mida la presión del LCR, recolecte LCR y practique procedimientos de anestesia epidural
- Simula la administración del bloqueo del nervio epidural con sensación de aguja realista
- Simula la técnica de pérdida de resistencia
- Soporte del modelo para práctica individual o grupal.

TECNICAS


- Palpación de hitos anatómicos
- Punción Lumbar
- Recolección de LCR
- Medición de la presión del LCR
- Anestesia epidural
- Comprensión anatómica

*LCR: Líquido cefalorraquídeo

CARACTERÍSTICAS CLAVE

5 tipos de bloques de punción para tipos variables

- normal
- obesidad
- adulto mayor
- adulto mayor obeso
- epidural



DESCRIPCION

Para conocer los códigos de producto de las versiones de tonos de piel alternativos de este modelo, consulte www.kyotokagaku.com.

ESPECIFICACIONES

Tamaño: A33 x P22 x A30 cm Peso: 3.15kg / 6.9lbs
A13 x P8.7 x A11.8 plgds

CONTENIDO DEL JUEGO

	bloques de punción lumbar	M43B	M43B-B
1 modelo de región lumbar	2 normal LCR	✓	✓
1 cubierta de piel de la región lumbar	1 obesidad LCR	✓	✓
1 base de soporte (bilateral)	1 adulto mayor LCR	✓	✓
1 base de soporte (enseñanza grupal)	1 adulto mayor obeso LCR	✓	✓
	1 epidural	✓	✓
	1 modelo de columna lumbar	✓	✓

MATERIALES

Resina blanda
Libre de látex

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS

1 bolsa de riego	11348-090 1 bloque de PL (normal LCR)
1 jeringa	11348-110 1 bloque de PL (obeso LCR)
1 soporte para bolsa de riego	11348-120 1 bloque de PL (anciano LCR)
1 manual de instrucciones	11348-130 1 bloque de PL (anciano obeso LCR)
1 caja de almacenamiento	11348-140 1 bloque epidural
	11348-150 1 cobertura de piel de región lumbar
	11348-160 1 base de soporte