

超音波ガイド下腰椎・硬膜外穿刺シミュレータ

型番 | コードNo
M43E | 11348-500



超音波ガイド下での 腰椎・硬膜外穿刺のトレーニングに

特 長

- 超音波ガイド下で腰椎穿刺に必要なランドマークを見ることができます。
- 側臥位・座位、両方の腰椎穿刺の実習ができます。
- 透明な穿刺パッドで、針の走行を直接確認できます。

実 習 項 目

- ・超音波ガイド下腰椎穿刺
- ・超音波ガイド下硬膜外麻酔

解 剖

- ・棘突起、横突起を含む腰椎 (L2-L5)
- ・脊柱管、硬膜上腔

仕 様

本体:成人腰部モデル
大きさ:W33×D21×H30cm
重量:3.15kg
材質:軟質特殊樹脂(本体)

構 成

モデル本体 1体
超音波用腰椎穿刺・硬膜外麻酔パッド 1点
超音波用模擬皮膚 1点
専用固定台(座位/側臥位) 1台
貯水袋 1点
スタンド 1台
シリンジ 1点
洗浄ピン 1本
取扱説明書

交換部品

超音波用腰椎穿刺・硬膜外麻酔パッド
11348-190

超音波用模擬皮膚
11348-230

X線透視下 腰椎穿刺シミュレータ

型番 | コードNo
PH-51 | 41913-000

監修: Dr. David Wilson MBBS, BSc, MFSEM, FRCP,
FRCR Consultant Radiologist St Luke's Hospital Oxford,
Senior Clinical Lecturer University of Oxford



放射線用経皮的椎体形成術
パッド(骨セメント療法パッド)



腰椎穿刺・
硬膜外麻酔パッド

X線透視下での腰椎・硬膜外穿刺、 骨セメント療法をトレーニング

特 長

- 腰椎 (L2- L5) はX線透視で確認することができます。
- 骨セメント用パッドの腰椎内部はスポンジ状になっており、実際にセメントを入れることができます。
- 硬膜上腔へ穿刺した針先の確認のために、造影剤を注入することができます。
- リアルな穿刺感覚で、正確な手技が体得できます。

実 習 項 目

- ・X線透視下での解剖・ランドマークの理解を深める
- ・椎体形成術として骨セメント療法
- ・X線透視下での硬膜外麻酔
- ・椎間関節注射、神経根ブロック、椎間板造影法における針の穿刺確認

仕 様

本体:成人腰部モデル
大きさ:約W33×D21×H30cm
重量:1.5kg
材質:軟質特殊樹脂(本体)

構 成

モデル本体 1体
放射線用腰椎穿刺・硬膜外麻酔パッド 1点
放射線用経皮的椎体形成術パッド 1点
模擬皮膚 1点
シリンジ 1本
固定台 1点
取扱説明書

交換部品

放射線用腰椎穿刺・硬膜外麻酔パッド
41913-000-01

放射線用経皮的椎体形成術パッド
41913-000-02

模擬皮膚
11348-150