

乳癌触診モデル(乳房腫瘍触診用)

“dimple” 症候(えくぼ症候)の触診が可能



特長

- | 乳癌・繊維腺腫・乳腺症のそれぞれ症状の違いを診断できます。
- | 極めて柔らかい乳房で触診感覚は実際の乳房に近似し、肋骨や鎖骨も表現しています。


実習項目

- | 乳癌触診
- | 自己検診法の教育

症例

疾患名

- (A) えくぼ症候を伴う癌
- (B) 皮膚陥凹を伴う癌
- (C) 繊維腺腫
- (D) 乳腺症



乳房触診



えくぼ症候

乳癌触診モデル(乳房腫瘍触診用)

型番
M44

コード No
11325-000

構成

モデル本体（ケース一体型）	1 式
タルカムパウダー	1 点
取扱説明書	

仕様

本 体	成人女性乳房部モデル
重 量	ケース外寸 W20×D28×H13cm
電 源	1.3kg
材 質	軟質特殊樹脂

監修 倉敷成人病センター教授 妹尾 亘明



関連製品



6つの腫瘍（しこり）を触診診断
乳癌触診モデル 装着式
M71 11252-000



乳房超音波診断における基本的な
体表走査法と特徴的な乳腺疾患の
スクリーニング実習モデルです
乳房超音波診断ファントム “BREAST FAN”
US-6 41904-000



透明と不透明タイプのセットで
乳腺バイオプシーを段階的にトレーニング
乳腺バイオプシーファントム
US-9
11387-000 2個組（透明 + 不透明）
11387-100 2個組（透明のみ）
11387-200 2個組（不透明のみ）

- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になることがございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

2024.12

取扱店

製造元



KYOTO KAGAKU

URL <https://www.kyotokagaku.com/jp/>
e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場
〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075