

M92



Simulador de Examen Rectal Digital

El Simulador de Examen Rectal Digital es un entrenador único diseñado para el entrenamiento en palpación para identificar tumores rectales y pólipos.



CARACTERÍSTICAS

- 1 | 4 unidades de recto intercambiables para la identificación de tipos de lesiones
- 2 | También se palpa la próstata normal o el endocérvix
- 3 | El recto realista es palpable hasta 7 cm de profundidad
- 4 | La resistencia del esfínter de alta fidelidad y la sensación de la pared del recto permiten una excelente capacitación práctica en ERD antes de examinar a pacientes reales

TECNICAS

Palpación digital de la próstata

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES

Tamaño: A37 x P28 x A30 cm

REPUESTOS

11269-210 1 unidad de recto #1 (normal)
 11269-220 1 unidad de recto #2 (cáncer A)
 11269-230 1 unidad de recto #3 (cáncer B)
 11269-240 1 unidad de recto #4 (recto con pólipos)
 11269-150 1 unidad de próstata
 11269-160 1 unidad de endocérvix

CONTENIDO DEL JUEGO

1	torso lumbar (unisex)	1	unidad de próstata
4	unidades de recto:	1	unidad de endocérvix
	1 normal	1	bote de Vaseline
	2 cánceres de recto	1	caja de almacenamiento
	1 recto con pólipos	1	manual de instrucciones

M53B



Simulador de Examen de Próstata

El Simulador de Examen de Próstata proporciona un entrenamiento realista en técnicas de palpación de próstata con su material suave y realista en el ano y el recto.



CARACTERÍSTICAS

- 1 | Diez casos de próstata se colocan en una mesa giratoria dentro del cuerpo.
- 2 | Los casos son fácilmente cambiables
- 3 | Son posibles tres posiciones del paciente: posición supina, prona y lateral

TECNICAS

Palpación digital de la próstata

CASOS

2 normales, 2 agrandamientos, 5 carcinomas, 1 prostatitis

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES

Tamaño: A30 x P36 x A24 cm
A11.8 x P14.2 x A9.4 plgds

Peso: 5.1kg/ 10.9lbs

MATERIALES

Resina blanda, resina dura
Libre de látex

CONTENIDO DEL JUEGO

1	torso lumbar masculino
1	unidad giratoria
	10 casos de próstata: 2 normales, 2 agrandamientos, 5 carcinomas y 1 prostatitis
1	gel lubricante
1	par de guantes
1	caja de almacenamiento
1	manual de instrucciones

REPUESTOS

11272-040 1 almohadilla para el ano