



# Simulador de Atención de Paciente Pediátrico

## Un maniquí de paciente pediátrico completo para atención diaria y de largo plazo

Ofrece una variedad de características para practicar las técnicas esenciales y simula los escenarios de atención al paciente pediátrico para enfermeros y cuidadores.

### Supervisión del Producto

Asociación Médica Provincial de Osaka

Comité de Exploración de Atención Médica Pediátrica



### CARACTERÍSTICAS

- 1 Modelo de tamaño realista de 6 años de edad
- 2 Capaz de sentarse en posición supina sin soporte
- 3 Succión de vías aéreas oral, nasal y traqueal, genitales intercambiables femeninos y masculinos para entrenamiento de cateterización

### TECNICAS

- Posicionamiento
- Manejo del paciente
- Succión de las vías aéreas: oral, nasal o a través de abertura de traqueotomía
- Cuidado de Gastrostomía Endoscópica Percutánea (GEP)
- Manejo de sonda de alimentación
- Cateterización masculina y femenina

### IMAGENES



Succión de la vía aérea



Succión de la vía aérea



Succión de la vía aérea



Manejo de tubo de alimentación



Cuidado de GEP



Posicionamiento, manejo del paciente



Cateterización masculina y femenina



Entendimiento anatómico

### DESCRIPCIÓN

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 125cm / 49.2 plgds. Peso: 13kg / 28.6lbs

#### CONTENIDO DEL JUEGO

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1 maniquí pediátrico                 | 1 entrenador de venopunción IV colgable |
| 1 placa anatómica de cabeza y cuello | 1 uniforme (ropa para gym)              |
| 1 genitales masculinos y femeninos   | 1 set de catéteres (muestras)           |
| 1 jeringa                            |   |
| 1 bolsa de riego                     |   |

#### MATERIALES

Resina blanda, resida dura  
Libre de látex

#### REPUESTOS

- 11355-020 panel explicativo de cabeza y máscara
- 11355-030 1 válvula para cateterización
- 11355-040 parte de repuesto de boca/ nariz

#### APARATOS RECOMENDADOS

-

