

M56B

Simulador de Atención de Paciente Pediátrico (7-8 años)

Un maniquí de paciente pediátrico completo para atención diaria y de largo plazo

Ofrece una variedad de características para practicar las técnicas esenciales y simula los escenarios de atención al paciente pediátrico para enfermeros y cuidadores.

Supervisión del Producto

Medical Association of Osaka Prefecture
Pediatric Medical Care Exploratory Committee



CARACTERÍSTICAS

- 1 | Modelo de tamaño realista de 6 años de edad
- 2 | Capaz de sentarse en posición supina sin soporte
- 3 | Succión de vías aéreas oral, nasal y traqueal, genitales intercambiables femeninos y masculinos para entrenamiento de cateterización

TECNICAS

- | Posicionamiento
- | Manejo del paciente
- | Aspiración de vías aéreas:
oral, nasal o a través de abertura de traqueotomía
- | Cuidado de Gastrostomía Endoscópica Percutánea (GEP)
- | Manejo de sonda de alimentación
- | Cateterización masculina y femenina



IMAGENES



Aspiración de vías aéreas



Aspiración de vías aéreas



Aspiración de vías aéreas



Manejo de tubo de alimentación




Cuidado GEP



Posicionamiento, manejo del paciente



Cateterización masculina y femenina



Entendimiento anatómico

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 125cm / 49.2 plgds Peso: 13kg / 28.6lbs

CONTENIDO DEL JUEGO

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 maniquí pediátrico | 1 uniforme (ropa para gym) |
| 1 placa anatómica de cabeza y cuello | 1 set de catéteres (muestras) |
| 1 genitales masculinos y femeninos | 1 lubricante |
| 1 jeringa | 1 |
| 1 bolsa de riego | |

MATERIALES

Resina blanda, resina dura
Libre de látex

REPUESTOS

- 11355-020 panel explicativo de cabeza
- 11355-030 válvula de cateterización
- 11355-040 parte de repuesto de boca / nariz

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

-

* Los instrumentos no están incluidos.