

M67C

## Entrenador de Inyección Intramuscular con Correa

Para la práctica entre alumnos, pacientes simulados y maniquí, facilitando la comprensión del proceso de inyección intramuscular y la comunicación



### CARACTERISTICAS

- 1 | Un tanque de agua está ubicado dentro del simulador.
- 2 | La sensación táctil realista de la piel y el acromion permite palpar el hito anatómico.
- 3 | Fácil de drenar.

### TECNICAS

- | Entrenamiento de inyección intramuscular
- | Entrenamiento de aplicación de vacuna contra COVID-19

### DESCRIPCION

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño: A10.5 x P26 x A5.5 cm  
A4.2 x P10.3 x A2.2 plgds

#### CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 unidad principal (marco, piel, tejido blando, músculo, acromion, depósito de drenaje, cinturones)
- 1 manual de instrucciones

#### MATERIALES

Resina blanda  
Libre de látex

#### INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

Aguja IM 23G

#### REPUESTOS

11297-220 piel de repuesto  
11297-230 repuesto de tejido blando  
11297-240 pieza muscular de reemplazo

MW64

## Set de Entrenamiento en Vacunación

NEW

El set de entrenamiento en vacunación MW64 sin duda ayudará a capacitar a miles de trabajadores de la salud que participan en la vacunación contra el COVID-19 gracias a su simplicidad, facilidad de uso y diseño de bajo mantenimiento.



### CARACTERISTICAS

- 1 | El proceso de acromion es palpable, lo que permite una práctica realista de la inyección IM.
- 2 | La almohadilla de inyección tiene incorporada una esponja muy absorbente, por lo que se puede inyectar líquido repetidamente.
- 3 | Este set de entrenamiento de vacunación se puede usar junto con los maniqués de cuidado de paciente, y pacientes estandarizados.

### TECNICAS

- | Inyección intramuscular deltoides
- \*La profundidad de la almohadilla es de 11/2" (38,1 mm)

### DESCRIPCION

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño: A12 x P14 x A5.5 cm  
A4.7 x P5.5 x A2.2 plgds

#### CONTENIDO DEL JUEGO

- 5 almohadillas de entrenamiento de vacunación
- 5 porta almohadillas
- 5 correa
- 1 manual de instrucciones

#### MATERIALES

Resina blanda  
Libre de látex

#### INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

aguja intramuscular 23G

#### REPUESTOS

11454-010 Almohadilla para juego de entrenamiento de vacunación (juego de 5)  
11454-020 Almohadilla para juego de entrenamiento de vacunación