



Simulador para Inyección Intramuscular en Glúteo

Entrenamiento en Inyección Intramuscular de 3 formas

Este simulador está diseñado para practicar las tres formas de inyección en la cadera y los glúteos. El indicador incorporado muestra la precisión de la colocación de la aguja y su profundidad.

Supervisión del Producto

Dr. Hiroshi Koyama,
Medical Director, General Internal Medicine
National Hospital Organization Kyoto Medical
Center



CARACTERÍSTICAS

- 1 | El maniquí del torso inferior de tamaño natural consta de tres capas: piel, músculo y esqueleto.
- 2 | Se puede palpar el trocánter mayor, la espina ilíaca anterosuperior y el escroto para identificar los sitios de inyección.
- 3 | Tres métodos de inyección intramuscular: Quarter-Trichotomy, Método Hochstetter y Método Clark.
- 4 | El indicador muestra la precisión de la colocación de la aguja y su profundidad.
- 5 | La colocación correcta de la aguja se puede confirmar si se puede inyectar líquido.

TECNICAS

- | Inyección intramuscular



DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES

Tamaño: A32 x P35 x A20 cm
A20 x P16 x A13 plgds

Peso: 3.2kg / 7.05lbs

MATERIALES

Resina blanda
Libre de látex

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

aguja IM 21-23G

CONTENIDO DEL JUEGO

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 maniquí de torso inferior | 1 manual de instrucciones |
| 1 soporte para el método de Hochstetter | |
| 1 indicador | |
| 1 adaptador de corriente alterna | |
| 1 juego de almohadillas sensoras | |

REPUESTOS

- 11213-010 piel
- 11213-020 sensor para almohadilla antipinchazos
- 11213-030 sensor para el sitio de Hochstetter
- 11213-040 sensor para el sitio de Clark