

M82



Simulador de Examen de Ojo (3 pasos)

M82A

Simulador de Examen de Ojo (2 pasos)


Simulador práctico de examen de fondo de ojo con 10 imágenes y variaciones clínicas

Supervisión del Producto

Japan Society for Medical Education
Working Group with the cooperation of:
Kansai Medical University
Department of Ophthalmology

Un entrenador innovador para examen de fondo de ojo
compatible con oftalmoscopios reales

Varios casos se pueden representar cambiando las imágenes, y diámetro de la pupila.



CARACTERÍSTICAS

- 1 | 10 imágenes de fondo de ojo de casos de enfermedades oculares comunes
- 2 | Imágenes clínicas reales
- 3 | Unidades de globo ocular con lente que simulan el eje visual de los ojos reales
- 4 | Material blando y suave que hace el contorno del párpado realista
- 5 | Profundidad ajustable de las imágenes de fondo: hipermetropía, normal y miopía
- 6 | Tamaños de pupila ajustables en 3 pasos para el M82, y 2 pasos para el M82A

TECNICAS

- | Examen de fondo de ojo con oftalmoscopio directo

CASOS

- | Fondo normal
- | Retinopatía hipertensiva:
 - vasoconstricción arterial del 3er grado
 - arteriolosclerosis de 1er grado
 - hemorragias y focos algodanosos
 - oclusión de las venas sencilla
- | Retinopatía diabética:
 - microaneurisma, hemorragias y exudados duros
- | Papiledema (crónico)
- | Papiledema (agudo)
- | Atrofia óptica glaucomatosa:
 - ahuecamiento del disco óptico glaucomatoso
 - y defecto de fibra nerviosa
- | Oclusión de las venas retinianas (aguda):
 - hemorragia en forma de llama y focos algodanosos
- | Oclusión de las venas retinianas (después de la fotocoagulación con láser)
- | Toxoplasmosis: coriorretinitis
- | Degeneración macular senil:
 - exudados maculares y hemorragia subretinal

※El M82A incluye dos imágenes de casos normales.

DESCRIPCION



Para conocer los códigos de producto de las versiones de tonos de piel alternativos de este modelo, consulte www.kyotokagaku.com.

ESPECIFICACIONES

Tamaño: A42 x P22 x A39 cm / A16.5 x P8.7 x A15.4 plgds Peso: 2kg / 4.4lbs

CONTENIDO DEL JUEGO

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 maniquí de cabeza y hombros | 1 set de imágenes de casos |
| - 3 tamaños de pupila (2, 3.5, 5 mm dia.) *M82 | 1 limpiador de imágenes |
| - 2 tamaños de pupila (3.5, 8mm dia.) *M82A | 1 caja de almacenamiento |
| 1 1 portador de imágenes 3 niveles de profundidad | 1 manual de instrucciones |

MATERIALES

*Latex presente en el soplador

REPUESTOS

11220-010 1 repuesto de imágenes de casos de fondo de ojo (set de 10 casos)

*El Oftalmoscopio no está incluido.