

M83

Entrenadores de Práctica de Sutura -Set completo-

Varios tipos de piel para mejorar las básicas de técnicas de sutura



CARACTERÍSTICAS

- 1 | La piel artificial se puede cortar fácilmente en cualquier sitio para preparar una herida personalizada
- 2 | Las pieles suaves son hechas de materiales durables
- 3 | Los sujetadores simples y durables mantienen las pieles suaves curvadas y mantiene la tensión en los modelos tubulares
- 4 | Todos los instrumentos para la sesión de práctica están incluidos en el juego


TECNICAS

4 técnicas para sutura: sutura de la piel abdominal, sutura de vaso sanguíneo, sutura intestinal, sutura de piel de extremidades


CARACTERÍSTICAS CLAVE




Abdomen



Vaso sanguíneo



Intestino



Extremidades

DESCRIPCIONES

00000000000000000000

00000000000000000000

- | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|
| 1 | set de pieles y trectos simulados y sujetadores | 1 | set de instrumentos |
| - | - set abdominal: 2 pieles abdominales, 1 sujetador | - | - porta agujas - agujas de sutura |
| - | - vasos sanguíneos: 5 tubos delgados | - | - tijeras - hilo de sutura |
| - | - set intestinal: 5 tubos anchos, 1 sujetador | - | - pinzas |
| - | - set de extremidades: 2 pieles estrechas, 1 sujetador | 1 | caja de almacenamiento |

MATERIAL00

Resina blanda
Libre de látex

00000000000000000000

REP00000000

- | | |
|-----------|------------------------|
| 11219-030 | 1 piel abdominal |
| 11219-050 | 5 vasos sanguíneos |
| 11219-070 | 5 trectos intestinales |
| 11219-010 | 5 piel de extremidad |