


NEW



吸引シミュレータ QちゃんII

一時的吸引の習得に最適 介護職員等による痰の吸引手技の実習に



型番

M85A

コード No.

11229-300

FEATURES

- | 01 モデル断面が分割されているため、カテーテル挿入状況を確認でき、グループ実習への応用も可能です
- | 02 模擬痰を使って実際に吸引手技をシミュレーションできます
- | 03 内部がリアルに再現されているのでカテーテル挿入の長さを確認できます

SKILLS

- ・一時的吸引法(口腔・鼻腔内吸引/気管内吸引)
- ・バイトブロック、気管チューブ装着時の吸引

[実習用推奨器具]

- ・吸引カテーテル 14Fr
- ・気管カニューレ

CASES/PATHOLOGIES/ORGANS

口腔 / 鼻腔 / 気管支

分解できるようになり、洗いやすくなりました



DESCRIPTIONS

仕様

本体：成人頭部・胸部モデル
 大きさ：約W41×D28×H21cm
 重量：1.4kg

材質：軟質特殊樹脂

構成

- | | |
|---|---------------|
| 1 | モデル本体 |
| 2 | カテーテル 14Fr |
| 1 | シリンジ 50mL |
| 1 | 模擬痰 |
| 1 | トレーニングモデル用潤滑剤 |
| 1 | 収納ケース |

関連製品

MW8A 経管栄養シミュレータ Plus
 YM-22 12203-400 小型吸引機 3WAY
 MW5 11229-200 経管栄養ルートモデル
 12726-100 吸引実習用清潔器具セット
 MY-100 12746-000 パルスオキシメータ サーフィンPO
 MY-102 12746-020 PORTEX 気管切開チューブII
 11229-060 介護演習用 口腔カバー