

M86

## Modelo de Atención de Paciente Pediátrico (5-6 años)



**Modelo de tamaño natural de una niña de 5 a 6 años**  
El compañero de entrenamiento ideal para la atención de enfermería pediátrica.

### CARACTERISTICAS

- 1 | Movimiento natural de las articulaciones
- 2 | Variedad de posiciones del paciente
- 3 | Mantenimiento de la posición del paciente
- 4 | Estructura impermeable de una sola pieza sin costuras
- 5 | Tacto suave y realista de la piel

### TECNICAS

- | Técnica de inmovilización
- | Fijación de aguja mariposa
- | Cambio de ropa del paciente con catéteres conectados
- | Carpa de oxígeno
- | Cambio de posición del cuerpo
- | Cambio de ropa, baño en cama

### DESCRIPCION

#### MATERIALES

Resina blanda, marco metálico interno  
Libre de látex

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño: 98 cm / 38.6 inch  
Circunferencia de la cabeza: 33 cm / 13 inch

Peso: 7.7 kg / 16.9 lbs

#### CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 | maniqui pediátrico
- 1 | pijama
- 1 | manual de instrucciones

M73

## Modelo de Atención de Paciente Pediátrico (7-10 meses)



**Modelo de tamaño natural de una bebé de 7 a 10 meses**

### CARACTERISTICAS

- 1 | Movimiento natural de las articulaciones
- 2 | Variedad de posiciones del paciente
- 3 | Estructura impermeable de una sola pieza sin costuras
- 4 | Tacto suave y realista de la piel

### TECNICAS

- | Técnica de inmovilización
- | Fijación de aguja mariposa
- | Cambio de ropa del paciente con catéteres conectados
- | Carpa de oxígeno
- | Cambio de posición del cuerpo
- | Cambio de ropa, baño en cama

### DESCRIPCION

#### MATERIALES

Resina blanda, marco metálico interno,  
Libre de látex

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño: 70 cm / 27.5 plgds  
Circunferencia de Cabeza 33 cm / 13 plgds

Peso: 5.6 kg / 12.5 lbs

#### CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 | maniqui pediátrico
- 1 | pijama
- 1 | manual de instrucciones