

Oral Care Model

口腔ケアモデル セイケツくん

M89 11277-000

効果的な口腔ケアが高齢患者を肺炎から守ります。

口腔のケアは歯科の領域にとどまらず、一般医療・看護・介護においてその重要性が注目されています。

リアリティーを
追求した義歯



M89 口腔ケアモデル “セイケツくん”

■ 特長

- 舌下が生体のようにざらざらした義歯装着口腔ケアモデルです。
- 模擬残渣を使いリアルな口腔内清潔手技の練習ができます。
- 支持台の角度が変り、患者さんの姿勢に対応した手技が練習できます。
- リアリティを追求した義歯(入れ歯)は、着脱・手入れなど実践的な練習を可能にします。

■ 実習項目

- 口腔内清潔の技術学習および観察
- 舌・口腔粘膜の保潔
- 義歯(入れ歯)の着脱および手入れ



義歯(入れ歯)の脱着



生体に近い舌下



義歯(入れ歯)の手入れ



ミラーの使用

● 仕様

本体：成人顔部モデル（義歯付）
大きさ：成人顔部実物大
材質：軟質特殊樹脂製

● 構成

口腔モデル本体	1体
義歯	1点
ミラー	1点
義歯用歯ブラシ	1点
義歯収納ケース	1点
支持台	1点
模擬残渣	1点

取扱説明書

● 交換部品



義歯
11277-020



- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

2024.05

取扱店

製造元

 **KYOTO KAGAKU**

URL <https://www.kyotokagaku.com/jp/>
e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場
〒612-8388 京都市伏見区北葦小屋町15番地
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075