

Simulador de Punción CVC II

Conduzca un entrenamiento realista de CVC con la ayuda de 3 almohadillas intercambiables




Supervisión del Producto

Masahiro Tanabe, M.D., Ph.D., Professor Director General Medical Education Center Chiba University School of Medicine

Kinya Sando, M.D., Ph.D., Professor Director Department of Human Dietetics Graduate School of Human Science Osaka Shoin Women's University

Masanori Hoki, M.D., Ph.D., Professor Department of Human Dietetics Graduate School of Human Science Osaka Shoin Women's University

Joho Tokumine, M.D.Ph.D., Department of Anesthesia, Kawatetsu Chiba Hospital



CARACTERISTICAS

- 1 | Punción ecogiada de CVC realista
- 2 | La almohadilla de punción con puntos de referencia y provista de bifurcaciones venosas anatómicamente correctas, simula complicaciones mecánicas incluyendo neumotórax, deslocalización y punción arterial
- 3 | Bloque anatómico transparente para el entendimiento anatómico y manipulación del cable guía
- 4 | Bloque de entrenamiento introductorio de ultrasonido para adquirir las bases del acceso venoso ecoguiado
- 5 | Ambas venas interna yugular y subclávica (axiliar) son accesibles

TECNICAS

- | Punción CVC ecoguiada
- | Punción CVC guiada por hitos anatómicos
- Acceso venoso ecoguiado
- | Prevención de complicaciones mecánicas



CARACTERISTICAS CLAVE



Bloque anatómico transparente



Bloque de práctica básica de ultrasonido



Almohadilla de Punción Ecoguiada

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES Tamaño: A40 x P20 x A34 cm A15.8 x P7.9 x A13.4 plgds

1 torso superior masculino

almohadilla de punción con hitos

almohadilla de punción por ultrasonido

bloque anatómico transparente

1 cubierta de piel para bloque anatómico 2 jarros de plástico

Peso: 2.3kg/5lbs

1 bloque de práctica básica de ultrasonido

10 palillos de pigmento rojo

10 palillos de pigmento azul bombilla de aire

MATERIALES

Resina blanda Líbre de látex

1 jeringa (2.5ml, 50ml each) 1 aguja de muestra

1 botella de riego

REPUESTOS

11347-119 2 Imohadilla de punción con hitos anatómicos

11347-170 2 almohadilla de punción por ultrasonido 11347-210 2 bloques de práctica básica de ultrasonido

11347-320 botella de riego

11388-400 10 palillos de pigmento rojo 11402-010 10 palillos de pigmento azul

*El aparato de ultrasonido y utensilios de CVC no están incluidos.