

M93UB



Simulador de Inserción CVC II

Conduzca una variedad amplia de inserción CVC y simulación de manejo con ayuda de 3 almohadillas intercambiables.




Supervisión del Producto

Masahiro Tanabe, M.D., Ph.D., Profesor y Director General, Centro de Educación Médica, Escuela de Medicina, Universidad de Chiba

Kinya Sando, M.D., Ph.D., Profesor y Director, Departamento de Dietética Humana, Escuela de Posgrado de Ciencias de Humanidad, Universidad Femenina de Shoin

Masanori Hoki, M.D., Ph.D., Profesor, Departamento de Dietética Humana, Escuela de Posgrado de Ciencias de Humanidad, Universidad Femenina de Shoin

Joho Tokumine, M.D.Ph.D., Departamento de Anestesia, Hospital Kawatetsu Chiba



CARACTERÍSTICAS

- 1 CVC ecoguiada realista
- 2 La almohadilla de punción con puntos de referencia y provista de bifurcaciones venosas anatómicamente correctas, simula las complicaciones mecánicas incluyendo neumotórax, deslocalización y punción arterial
- 3 Bloque anatómico transparente para el entendimiento anatómico y manipulación de cable de guía
- 4 Bloque de entrenamiento introductorio de ultrasonido para adquirir las bases del acceso venoso ecoguiado
- 5 Ambas venas interna yugular y subclávica (axiliar) son accesibles.

TECNICAS

- | CVC ecoguiada
- | CVC guiada por puntos de referencia
- | Acceso venoso ecoguiado
- | Prevención de las complicaciones mecánicas

CARACTERÍSTICAS CLAVE



Bloque anatómico transparente



Bloque de entrenamiento de ultrasonido



Almohadilla de Punción Ecoguiada

DESCRIPCIONES

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: L40 x A20 x A34 cm
L15.8 x A7.9 x A13.4 plgds.

Peso: 2.3kg/5lbs

MATERIALES

Resina blanda
Libre de látex

APARATOS RECOMENDADOS

Escaneador de ultrasonido y agujas no están incluidos.

REPUESTOS

- 11347-119 2 almohadilla de punción con puntos de referencia
- 11347-170 2 almohadilla de punción por ultrasonido
- 11347-210 2 Bloques de entrenamiento introductorio de ultrasonido
- 11347-240 2 almohadilla de colocación CVC
- 11347-250 1 unidad de pulsación para almohadilla de colocación CVC
- 11347-260 1 unidad de pulsación (para M93UB)
- 11347-320 1 botella de riego

CONTENIDO DEL JUEGO

1 maniquí del torso superior masculino	1 polvo colorante rojo	1 jeringa
1 almohadilla de punción con puntos de referencia	1 polvo colorante azul	1 jeringa de muestra
1 almohadilla de punción por ultrasonido	1 bomba de aire	1 aguja de muestra
1 bloque anatómico transparente	2 jarros plásticos	
1 bloque de entrenamiento introductorio de ultrasonido	1 botella de riego	

