



小児の手背静脈注射シミュレータ

乳児/幼児への手背部静脈内持続点滴および固定法をトレーニング



型番
M95

コード No.
11350-000

FEATURES

- | 01 2箇所の手背部静脈で乳幼児への静脈注射 / 採血 / 点滴静注のトレーニングができ、逆血も確認できます
- | 02 乳幼児の皮膚感や刺入感のほか、血管の細さ / 深さ / 硬さ / 血管走行を忠実に再現しています
- | 03 手甲 / 手指が屈折でき、臨場感のある実習が可能です

SKILLS

- ・乳幼児への手背静脈内注射
- ・採血
- ・点滴静脈内注射

[実習用推奨器具]

- ・静脈留置針 23G ・翼状針 23G

乳幼児の手のふっくらした特長を表現。「手を握る」などの動作をシミュレーションできます



DESCRIPTIONS

仕様

本体：乳児・幼児腕モデル
 大きさ：[乳児]W23×D6×H5cm
 [幼児]W30×D8×H6cm
 重量：[乳児]0.6kg
 [幼児]0.7kg

材質：軟質特殊樹脂/硬質樹脂
 電源：AC100V-240V 50/60Hz
 消費電力：5W

構成

2	モデル本体(1歳前後想定)	10	着色用綿棒(赤)
2	モデル本体(3歳-4歳想定)	1	ピーカー
1	循環ポンプ(広口ピン付)	1	収納ケース

※青色の支持台は付属しません

関連製品

MW71 小児(幼児)の身体診察シミュレータ