

動脈採血シミュレータ

橈骨動脈の穿刺・採血・動脈ラインの留置手技実習に
最適なモデルです



特長

- | 動脈ラインをテープ固定で留置し、波形モニタリングが可能です。
- | 解剖学的にリアルな血管の走行と臨場感のある拍動を再現、逆血確認が可能です。
- | 穿刺部位の皮膚は表面に針跡が残りにくく、実際に近い感触の素材です。

実習項目

- | 橈骨動脈の穿刺・動脈採血
- | 動脈ラインの留置



動脈の拍動確認



動脈採血



動脈ラインの留置



動脈圧が表出します

動脈採血シミュレータ

型番
M99

コードNo
11351-000



構成

モデル本体	1台	循環ポンプ (AC100V-240V)	1台
腕台	1台	着色用綿棒 (赤)	10本組
動脈穿刺部位 (交換用予備含む)		広口びん	2点
模擬皮膚・外側 (大)	2点	シリンジ (50mL)	1本
模擬皮膚・内側 (小)	2点	接続チューブ 黒・赤	各1本
模擬血管	4本	ビニールシート	1点
シリコンベルト	1本	取扱説明書	
骨台	1台		

仕様

本体	成人腕モデル	材質	軟質特殊樹脂
大きさ	約 W11×D30×H17cm (シミュレータ本体)	電源	AC100-240V 50/60Hz
重量	1.5kg (シミュレータ本体)	消費電力	8W


監修・指導 独立行政法人国立病院機構京都医療センター 総合内科 医長 小山 弘

実習用推奨器具 ■ 動脈採血キット 22G～25G

消耗品




交換用皮膚1セット (大小各1個)
11351-010



交換用シリコンベルト 4本組
11351-030



交換用血管 4本組
11351-040



着色用綿棒 (赤) 10本組
11388-400

別売品

超音波ガイド下による 橈骨動脈の穿刺のトレーニング

エコーガイド下動脈穿刺パッド
M99
11351-110 2個組



関連製品

臨場感あるトレーニングを何度も行える リアルさにこだわった動脈穿刺シミュレータ

表在化動脈穿刺シミュレータ
MW66
11459-000 5個組



- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になることがございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

2025.03

取扱店

製造元



KYOTO KAGAKU

URL <https://www.kyotokagaku.com/jp/>
e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場
〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075