

Simulador de Examen de Oído II

Practique una atención centrada en el paciente durante la otoscopia

EAR II es el simulador de otoscopia que se enfoca en la seguridad del paciente.

Con su sistema de alarma sensitiva, la incomodidad del paciente puede ser alertada cuando el otoscopio está insertado excesivamente.



CARACTERÍSTICAS CLAVE



Alarma contra inserción dolorosa



Cambio rápido entre los casos

CARACTERÍSTICAS


- 1 | Alarma contra inserción dolorosa:
 - pitido (modo de autoaprendizaje)
 - silenciosa, luz roja/ luz amarilla (modo de instructor)
- 2 | 9 casos predeterminados
- 3 | Cambio rápido entre los casos
- 4 | Los canales auditivos vienen en 2 tamaños –normal y estenosis
- 5 | Incluye cuerpos extraños y cerumen simulados
- 6 | Oído anatómicamente preciso y suave cuya aurícula se puede jalar para enderezar el canal auditivo
- 7 | Funciona con otoscopios reales
- 8 | El cuello del maniquí se puede inclinar
- 9 | El entrenamiento se puede realizar con los oídos derecho e izquierdo

TECNICAS

- | Examen de oído con otoscopia directa |
- | Remoción de cerumen y cuerpos extraños

CASOS

- | normal
- | otitis media serosa (OMS)
- | otitis media mucosa (OMM)
- | otitis media crónica con perforación
- | otitis media suprativa aguda (OMA)
- | colesteatoma
- | timpanoesclerosis
- | perforaciones traumáticas
- | bloqueo por cerumen



normal

colesteatoma

DESCRIPCIONES

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 42x21x39cm/16.5x8.3x15.3plgds.

Peso: 1.5kg/3.3lbs

CONTENIDO DEL JUEGO

- | | |
|---|---|
| 1 maniquí de cabeza y hombros | 1 tipos de unidades del oído –par a cada tipo |
| 1 kit de remoción de cuerpos extraños | - Oídos para examen (normal) |
| -cerumen simulado, juguetes pequeños, fragmentos pequeños de esponja, una cucharita | - Oídos para examen (estenosis) |
| | - Oídos FB (normal) |
| 1 manual de instrucciones | - Oídos FB (estenosis) |

REPUESTOS

11391-010 unidades del oído y set de cuerpos extraños

- 4 tipos de unidades del oído –1 para cada tipo examen del oído (normal), examen del oído (estenosis), oídos para cuerpos extraños (normal), oídos para cuerpos extraños (estenosis)
- 1 kit de remoción de cuerpos extraños
- cerumen simulado, juguetes pequeños, fragmentos pequeños de esponja, una cucharita