

MW14



Simulador para Manejo de la Vía Aérea Difícil -Modelo de Demostración-

Excelente herramienta de demostración del manejo de la vía aérea

Diseño compacto y de sobremesa, anatómicamente preciso y una variedad de ajustes del Manejo de la Vía Aérea Difícil. Ideal para demostración de las técnicas e instrumentos.



CARACTERISTICAS

- 1 | Vía aérea anatómicamente correcta
- 2 | Los incisivos son removibles cuando se aplica una fuerza excesiva
- 3 | La colocación exitosa de la punta del tubo se puede confirmar con los indicadores

TECNICAS

- Técnicas de abrir la vía aérea (inclinación de cabeza, tracción de mandíbula)
- Ventilación Bolsa Válvula Mascarilla
- Evaluación de la vía aérea de preintubación "posición de olfateo"
- Presurización de la laringe externa para mejorar la vista laríngea
- Intubación intraoral/ intranasal
- Uso de la vía orofaríngea
- Uso de la vía nasofaríngea
- Uso de mascarilla laríngea
- Uso de videolaringoscopia
- Confirmación de la ventilación exitosa por los indicadores
- Simular los procedimientos incorrectos incluyendo la intubación en el esófago e intubación unilateral
- Asegurar el tubo en el sitio con la cinta o el portador del tubo endotraqueal Thomas™

DESCRIPCIONES

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: L45 x A20 x A25 cm Peso: 2.65kg/ 5.84lbs
L17.7 x A7.9 x A9.8 plgds.

CONTENIDO DEL JUEGO

1 maniquí	1 jeringa
3 incisivos superiores	1 bolsa de transporte
1 lubricante	1 manual de instrucción

MATERIALES

Resina blanda
Libre de látex

REPUESTOS

11393-020	1 máscara facial
11392-080	2 lengua II de repuesto
11392-010	10 incisivos superiores
11229-050	lubricante

Φ Ξ Υ Ψ Ω Τ Ω Ρ Ψ Υ Ω Α Ψ Ω Ω Τ Ω Ρ Ω Ω Ψ Ω

Laringoscopia de Macintosh: talla de hoja 3, 4
Tubo endotraqueal: 7.0mm, 7.5mm (diámetro interior)
Mascarilla laríngea: Air-Q: talla 3.5
LMA Supreme: talla 4

I-gel: talla 4

*Los instrumentos no están incluidos.


MW19



Simulador para Manejo de la Vía Aérea Difícil para Broncofibroscopia

9 b f Y b U a] Y b t c g f Y U i s t a s ` X Y] b g Y f W Q b ` m i a U b Y ` c ` X Y ` z V f c g W d j c `

La tráquea y bronquios anatómicamente correctos proveen una vista realista a través del fibroscopio, permitiendo el reconocimiento de bifurcaciones.



7 5 F 5 7 H 9 F -GH 7 5 G

- 1 | Tráquea y bronquios anatómicamente correctos que incluyen la bifurcación de tráquea para los bronquios segmentales

TECNICAS

- Inserción y manejo de fibroscopio
- Reconocimiento de las bifurcaciones con el fibroscopio
- Técnicas de abrir la vía aérea (inclinación de cabeza, tracción de mandíbula)
- "Posición de olfateo"

DESCRIPCIONES

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: L45 x A20 x A25 cm Peso: 2.65kg/ 5.84lbs
L17.7 x A7.9 x A9.8 plgds.

CONTENIDOS DEL JUEGO

1 maniquí	1 manual de instrucción
3 incisivos superiores	
1 lubricante	
1 jeringa	
1 bolsa de transporte	

MATERIALES

Resina blanda
Libre de látex

REPUESTOS

11393-020	1 máscara facial
11392-080	2 lengua II de repuesto
11392-010	10 incisivos superiores
11229-050	lubricante

Φ Ξ Υ Ψ Ω Τ Ω Ρ Ψ Υ Ω Α Ψ Ω Ω Τ Ω Ρ Ω Ω Ψ Ω

Laringoscopia de Macintosh: talla de hoja 3, 4
Tubo endotraqueal: 7.0mm, 7.5mm (diámetro interior)
Mascarilla laríngea: Air-Q: talla 3.5
LMA Supreme: talla 4
I-gel: talla 4

*Instrumentos no están incluidos.