




# Simulador de Adiestramiento de PICC Guiado por Ultrasonido

**Material nuevo, innovador y similar al humano para una visualización perfecta**

Un diseño simple con sitio de punción reemplazable y características anatómicamente precisas incluyendo la caja torácica, esternón y bifurcación, además la inserción de punta visible en la vena cava superior

**Supervisión del Producto**

Joho Tokumine, M.D., Ph.D.,  
Departamento de Anestesiología,  
Escuela de Medicina, Universidad Kyorin



**CARACTERÍSTICAS**

- 1 | Excelente calidad de imágenes y visualización de la punta de la aguja para el acceso venoso guiado por ultrasonido
- 2 | Hombro movable para demostrar su posicionamiento
- 3 | El flujo de retorno realista en la aguja provee una confirmación del éxito en el acceso venoso.
- 4 | Las costillas y clavícula derecha proveen el entendimiento anatómico de la inserción PICC correcta.
- 5 | Bifurcación de vena anatómicamente correcta
- 6 | Simulación de la mala colocación de cánula


**TECNICAS**

- | Asegurarse del confort y posición del paciente
- | Higiene de mano y preparación del campo estéril
- | Identificar el sitio de punción
- | Inserción guiada por ultrasonido
- | Inserción de dilatador y cable de guía
- | Inserción de vaina
- | Inserción de catéter


**CARACTERÍSTICAS CLAVE**



Punción guiada por ultrasonido



Hombro movable



Mala colocación

**DESCRIPCIONES**

**ESPECIFICACIONES**

Dimensiones: L79 x A38 x A18 cm    Peso: 4.5kg/10lbs  
L31 x A15 x A7.1 plgds.

**CONTENIDO DEL JUEGO**

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 torso superior masculino con el brazo derecho | 1 manual de instrucción  |
| 2 almohadillas de punción PICC                  | 1 caja de almacenamiento |
| 10 sangre simulada (tipo hisopo)                |                          |
| 1 jarro   |                          |
| 1 jeringa                                       |                          |

**MATERIALES**

Resina blanda, resina sólida,  
Libre de látex

**REPUESTOS**

11398-010 2 almohadillas de punción PICC

**INSTRUMENTOS RECOMENDADOS**

El aparato de ultrasonido y herramientas de PICC no están incluidos.