


MW20

Simulador Prostático y Rectal

Simulador 2-en-1 para exámenes de próstata y recto

El Simulador Prostático y Rectal incluye 9 tipos de próstata y 4 tipos de recto que se pueden cambiar fácilmente. El maniquí del torso inferior se puede posicionar en 3 diferentes maneras.



CARACTERÍSTICAS

- 1 | Nueve tipos de próstata simulando diferentes escenarios
- 2 | Cuatro unidades rectales
- 3 | Entrenamiento con múltiples casos de próstata y recto son concurrentes y eficientes en términos de tiempo
- 4 | Posicionamientos lateral, supino y prono
- 5 | 3 unidades giratorias con 9 próstatas permiten cambiar los casos fácilmente.

TECNICAS

- | Examen digital de próstata y recto
- | Inserción y uso del colonoscopio y proctoscopio

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Casos: Nueve tipos de Próstata



- | | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| #1 normal | #4 prostatitis | #7 carcinoma 3 |
| #2 engrandecimiento1 | #5 carcinoma 1 | #8 carcinoma 4 |
| #3 engrandecimiento2 | #6 carcinoma 2 | #9 carcinoma 5 |

Casos: Cuatro Unidades Rectales



- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| #1 normal | #3 carcinoma grande |
| #2 carcinoma pequeño | #4 pólipo con carcinoma pequeño |

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 34 x 33 x 24 cm/13.4 x 13 x 9.4 plgds

CONTENIDO DEL JUEGO

1	maniquí del torso inferior	4	unidades rectales
3	unidades de próstata	1	Vaselina
	(Incluyen 9 tipos de próstata)	1	caja de almacenamiento

MATERIALES

Resina blanda
Libre de látex

REPUESTOS

11399010 unidad de próstata A(normal, engrandecimiento 1 y 2)
11399020 unidad de próstata B(prostatitis, carcinoma 1 y 2)
11399030 unidad de próstata C(carcinoma 3, 4 y 5)
11399040 recto (normal)
11399050 recto (carcinoma pequeño)
11399060 recto (carcinoma grande)
11399070 recto (pólipo con carcinoma pequeño)
11399080 piel