




Simulador de Atención Básica de Paciente "Keiko"

Conozca a Keiko:
Simulador de atención al paciente geriátrico para los practicantes incluyendo enfermeros domiciliarios y cuidadores

Keiko simula el paciente bajo cuidados de largo plazo en una variedad de ámbitos de atención de salud.



TECNICAS



Alimentación

- | Alimentación por sonda (oral/nasal)

Ejercicio

- | Posicionamiento del cuerpo
- | Traslado del paciente

Cuidado de heridas

- | Cuidado de úlceras por presión

Manejo del dolor

- | Compresiones caliente y fría

Eliminación

- | Enema
- | Cateterización urinaria
- | Cuidado de estoma
- | Práctica de bacinilla

Higiene

- | Cuidado oral
- | Baño en cama
- | Cambio de ropas
- | Cuidado perineal
- | Cuidado del cabello*
- | Aseo y apariencia personal

Cuidado respiratorio

- | Inhalación del oxígeno
- | Succión de la vía aérea
- | Drenaje postural
- | Cuidado de traqueotomía

Otros

- | Cuidado post mortem

Administración de Medicamentos

- | Supositorios

*Opcional



CARACTERÍSTICAS CLAVE

Atención al paciente básica

Cuidado oral

- Cuidado oral en la cama y silla de ruedas
- Cuidado especial para los pacientes con la sonda de alimentación



- Evaluación oral
- Cepillado de los dientes
- Cuidado de dentadura

Cuidado de úlceras por presión

- Aprender las etapas de úlceras por presión
- Cuidado de úlceras por presión



- Etapa 2: Escápula
- Etapa 3: Trocánter mayor
- Etapa 4: Sacro
- Etapa no determinable: Tacón

Cuidado perineal

- Genitales anatómicamente correctos para cuidados detallados



Posicionamiento del cuerpo y traslado

- Comunicación
- Técnicas de manejo manual correctas
- Seguridad del paciente



- Cambiar las posiciones del cuerpo
- Asistencia al traslado del paciente

Entendimiento médico

Succión de la vía aérea

- Entendimiento de procedimientos



- Succión de la vía aérea: oral, nasal y traqueotomía (*Solo inserción del tubo)

- Alimentación por sonda: oral, nasal y GEP (*Solo inserción del tubo)

Cuidado diario con entendimiento médicos



- Cuidado de estoma
- Baño en cama para los pacientes con el puerto venoso central
- Cuidado perineal para los pacientes con el catéter urinario



Foto: Colegio de Enfermería de Kioto

* La silla de ruedas no está incluida.

DESCRIPCIONES

ESPECIFICACIONES

Alto: 149 cm / 58.7 plgs. Peso: 15kg / 33lbs

CONTENIDO DEL JUEGO

1	maniquí
1	dentadura
1	peluca
1	protector oral para succión
1	genitales femeninos

MATERIALES

Libre de látex
Resina blanda

1	genitales masculinos
1	calzoncillos
1	llave
1	manual de instrucción

REPUESTOS

11405-010	genitales femeninos
11405-020	genitales masculinos
11401-080	dentaduras
11229-060	protector oral para succión
11229-050	lubricante para el modelo
11381-800	lubricante para cateterización

PARTES OPCIONALES

12746-020	tubo de traqueotomía
11251-320	set de supositorios simulados
11251-330	set de heces simuladas
11405-030	pijama
11404-030	peluca lavable (adulto mayor)
11229-070	esputo simulado

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

Alimentación por sonda nasogástrica:

- Catéter nasal: 12fr – 14fr
- Catéter de gastrostomía para reposición: 20fr

Sonda vesical permanente:
16fr (masculino) / 14fr (femenina)