

介護実習モデル ケイコ

地域医療や介護現場で求められる実践力アップに



型番
MW26

コード No.
11405-100

FEATURES

- 01 模擬痰を使った口腔内吸引の実習や、気管切開部 / 鼻腔内吸引と経管栄養の手順を解剖も含め確認できます
- 02 施設や在宅で医療処置を受ける高齢者へのケアを習得できます
- 03 独立して座位をとることができます

SKILLS

【日常生活援助】

・体位変換 ・移動(車椅子)の介助 ・寝衣交換 ・全身清拭/部分浴(入浴実習不可) ・洗髪 ※オプション ・口腔ケア ・褥瘡ケア ・陰部洗浄 ・排泄援助 ・死後のケア

【医療的ケア】

・口腔内吸引 ・吸引の手順(鼻腔内/気管切開内) ・経管栄養の手順(経鼻/経口/胃ろう)


【医療処置を受ける高齢者へのケア】

・自己導尿の介助 ・膀胱内留置カテーテル/留置時のケア
・浣腸 ・直腸内与薬 ・ストーマケア ・体位ドレナージの手順 ・酸素吸入 ・胃ろうケア ・CVポート留置時のケア

[実習用推奨器具]

・経鼻栄養カテーテル 12-14Fr ・胃瘻交換用カテーテル 20Fr
・膀胱留置カテーテル 16Fr(男性用) 14Fr(女性用) ・浣腸液 30mL
・ヒューバー針 20-22G

高齢者に多い膝の曲がりや手足の皮膚のたるみを自然に近い形で再現



DESCRIPTIONS

仕様

本体：高齢者全身モデル
大きさ：身長約149cm
重量：約15kg

構成

1	モデル本体	1	組立部品(ボルト/ナット/座金/ス/パナ)
1	義歯	1	トレーニングモデル用潤滑剤
1	かつら(白髪)	1	潤滑剤(導尿/流腸他用)
1	口腔カバー	※パジャマは付属していません	
1	女性性器ユニット(ケイコ用)	※洗髪は別売のかつらをご使用ください	
1	男性性器ユニット(ケイコ用)		
1	下着		

関連製品

MW25 万能型看護実習モデル 八重