

MW29



NEW

Simulador de Cuidado Oral Avanzado

Simulador de cuidado oral que puede mimetizar varias condiciones del paciente

Cavidad oral y dentadura realistas similares al cuerpo humano real
Se puede usar agua real para limpiar la cavidad oral



CARACTERÍSTICAS

- 1 Tráquea y esófago visibles y accesibles
- 2 Dentadura intercambiable con enfermedades dentales
- 3 Preparación simple y posicionamiento de cabeza
- 4 Incluye la placa y candidiasis oral lavable
- 5 Entrenamiento de succión con agua

TECNICAS


- Evaluación de cavidad oral
- Cuidado de la membrana mucosa oral
- Cepillado y limpieza de la cavidad oral
- Identificar la candidiasis oral
- Cuidado para la retención de humedad
- Reemplazo y mantenimiento de la dentadura
- Entendimiento de la succión de la vía aérea
- Masaje de la cavidad oral



CARACTERÍSTICAS CLAVE

Anatomía oral de dentadura con problemas

- arco espaciado
- residuos de comida
- anodoncia
- estomatitis
- diente aislado
- candidiasis oral
- apiñamiento
- recesión gingival
- fractura de raíz
- muñón del diente



Condiciones del paciente

- Dentadura completa
- Problemas dentales
- Sin dientes
- Intubación intratraqueal
- Traquetomía
- Alimentación por sonda

Posiciones del paciente

- Posición sentada
- Posición medio sentada
- Posición lateral

DESCRIPCIONES

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: A20xL33xA24.5 cm / 8x13x9.5 plgds.

CONTENIDO DEL JUEGO

1 maniquí de cabeza/cuello	1 residuo simulado	1 caja de almacenamiento
1 base	1 espejo	1 manual de instrucción
1 dentadura normal	2 hisopo	
1 dentadura con enfermedades dentales	1 cepillo de dientes	
1 caja de dentadura	1 cepillo para dentadura	

MATERIALES

Resina blanda
Libre de látex

REPUESTOS

11408-020 dentadura normal
11408-030 dentadura con enfermedades dentales
11408-010 residuo simulado

* Los instrumentos no están incluidos.

