

MW29



NEW

Simulador de Cuidado Oral Avanzado

Simulador de cuidado oral que puede mimetizar varias condiciones del paciente

Cavidad oral y dentadura realistas similares al cuerpo humano real

Se puede usar agua real para limpiar la cavidad oral



CARACTERISTICAS

- 1 | Tráquea y esófago visibles y accesibles
- 2 | Dentadura intercambiable con enfermedades dentales
- 3 | Preparación simple y posicionamiento de cabeza
- 4 | Incluye la placa y candidiasis oral lavable
- 5 | Entrenamiento de succión con agua

TECNICAS

- | Evaluación de cavidad oral
- | Cuidado de la membrana mucosa oral
- | Cepillado y limpieza de la cavidad oral
- | Identificar la candidiasis oral
- | Cuidado para la retención de la humedad
- | Reemplazo y mantenimiento de la dentadura
- | Entendimiento de la succión de la vía aérea
- | Masaje de la cavidad oral

CARACTERISTICAS CLAVE

Anatomía oral de dentadura con problemas

- | arco espaciado
- | residuos de comida
- | anodoncia
- | estomatitis
- | diente aislado
- | candidiasis oral
- | apiñamiento
- | recesión gingival
- | fractura de raíz
- | muñón del diente



Condiciones del paciente

- | Dentadura completa
- | Problemas dentales
- | Sin dientes
- | Intubación intratraqueal
- | Traqueotomía
- | Alimentación por sonda

Posiciones del paciente

- | Posición sentada
- | Posición medio sentada
- | Posición lateral

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES

Tamaño: A21 x P37 x A26 cm / A8.3 x P14.6 x A10.2 plgds Peso: 2.6 kg / 5.7 lbs

CONTENIDO DEL JUEGO

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 maniquí de cabeza/cuello | 1 residuo simulado | 1 caja de almacenamiento |
| 1 base | 1 espejo | 1 manual de instrucciones |
| 1 dentadura normal | 2 hisopo | |
| 1 dentadura con enfermedades dentales | 1 cepillo de dientes | |
| 1 caja de dentadura | 1 cepillo para dentadura | |

MATERIALES

Resina blanda
Libre de látex

REPUESTOS

- 11408020 dentadura normal
- 11408030 dentadura con enfermedades dentales
- 11408010 residuo simulado

*Los instrumentos no están incluidos..