

MW30

# Entrenador de Palpación de Cabeza y Cuello

## Sentido táctil nuevo, innovador y ultrarealista, diseñado para estandarizar las experiencias de palpación

Con su material táctil realista, el entrenador de palpación de cabeza y cuello provee un estándar de las sensaciones a ser percibidas.

Supervisión del Producto:  
Junji Otaki,  
professor and acting chief of the center,  
Center for Medical Education,  
Hokkaido University



### CARACTERÍSTICAS CLAVE



#### Deglución

Movimiento de deglutir para identificar y evaluar el nódulo tiroideo.



#### Sitios

Diversas variaciones



#### Sensación similar a la piel real

Textura suave, resiliente y delicada

### CARACTERÍSTICAS


- Ofrece oportunidades de práctica
- Hallazgos anormales para complementar la práctica con pacientes simulados sanos
- Garantiza que los estudiantes compartan la misma sensación táctil para identificar los hallazgos
- Mantiene un enfoque objetivo para las técnicas de examinación

### TECNICAS

- Palpación de cabeza y cuello para los nódulos linfáticos, tiroides y glándulas salivales
- Combinar las técnicas de palpación con los hallazgos y razonamiento clínico

### CASOS

Sitios	Hallazgos
1 Nódulos auriculares posteriores	Edema/Duro
2 Nódulos occipitales	N/A
3 Nódulos cervicales superficiales	Edema/Palpable
4 Nódulos cervicales posteriores	Edema/Palpable
5 Nódulos cervicales profundos	Edema/Palpable
6 Nódulos preauriculares	Edema/Duro
7 Nódulos tonsilares	Edema/Palpable
8 Nódulos submandibulares	Edema/Palpable
9 Nódulos submentales	Edema/Palpable
10 Nódulos supraclaviculares	Edema/Duro/No movable
11 Nódulos subclaviculares (infraclaviculares)	Edema/Duro/No movable
12 Glándula tiroidea	Enfermedad de Graves



MW31

## Entrenador de Palpación de Cabeza y Cuello para ECOE

Los nódulos y glándulas palpables incorporados en el tipo estándar se distribuyen en dos maniqués idénticos respectivamente para el uso en exámenes o evaluaciones para los estudiantes.

### Hallazgos internos

**A** lado izquierdo: 6/1/3/10  
lado derecho: 4/5/13/12

**B** lado izquierdo: 3/13/ 9/5  
lado derecho: 4/11/5

### DESCRIPCION

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño: A29 x P29 x A47 cm / A11.4 x P11.4 x A18.5 plg

Peso: 6.5kg / 14.3lb

#### CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 maniqué cabeza y cuello con caja de almacenamiento
- 1 manual de instrucciones

#### MATERIALES

Resina blanda  
Libre de látex