




頸部リンパ節・甲状腺触診モデル／試験セット

頸部リンパ節・甲状腺触診に特化した世界で唯一の触診モデル



型番	コード No.	
MW30	11412-000	頸部リンパ節・甲状腺触診モデル
MW31	11412-100	頸部リンパ節・甲状腺触診試験セット

FEATURES

- 01 診察部位に異常および正常所見を示す状況を再現しており、診察手技を臨床推論と共に学ぶことができます
- 02 腫大したリンパ節や耳下腺、正常な顎舌腺、疾患を持つ甲状腺を表現しています
- 03 触診や視診時に求められる唾液を飲み込む嚥下動作の設定が可能です

SKILLS

- ・頸部リンパ節触診
- ・甲状腺触診
- ・血管雑音の聴診
- ※別売の模擬聴診器を使用

CASES/PATHOLOGIES/ORGANS

MW30は、下記MW31の全症例に加え扁桃リンパ節が入っています
MW31

[Aタイプ]

耳介前リンパ節/耳介後リンパ節/浅頸リンパ節/鎖骨上リンパ節/深頸リンパ節/顎下リンパ節/後頸リンパ節/甲状腺(橋本病)

[Bタイプ]

浅頸リンパ節/後頸リンパ節/オトガイ下リンパ節/顎下リンパ節/深頸リンパ節/鎖骨下リンパ節

DESCRIPTIONS

仕様

本体：成人頭頸部モデル
大きさ：W29×D29×H47cm
重量：6.5kg

材質：軟質特殊樹脂/硬質樹脂

構成

- 11412-000、11412-100
- 1(※) モデル本体
- 1 収納ケース
- 1 タルカムパウダー

※11412-100は2

関連製品

MW62 甲状腺触診モデル

監修・指導：北海道大学 名誉教授 大滝 純司